

機械器具 39 医療用鉗子  
一般医療機器 手術用骨鉗子 32853000

## 高砂手術用骨鉗子

### 【警告】\*

- ① 本品表面に衝撃や振動を用いて印を刻み込む等の二次加工はしないこと。[折損の原因となるため]
- ② 本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱い及び改造を行わないこと。[器具器械の寿命を著しく低下させるため]
- ③ 本品を洗浄する際は目の粗い磨き粉や、金属ウールなどで器具の表面を磨くことはしないこと。[本品の表面に擦過傷を生じ、錆や腐食の原因となるため]

### 【禁忌・禁止】\*


- ① 本書記載の使用目的に従って使用すること。  
[誤った使用法は本品の折損を招く恐れがあるため]

### 【形状、構造及び原理等】\*

本品は、軟骨又は骨などの硬い組織を締め付けて切断することを目的とするための設計となっている。プライヤ型、ピストルグリップ型及び刃が転心の先まで及ぶピストルグリップ型等様々なデザインのものがある。


形状

#### 丸のみ型



#### 骨パンチ型

(写真は製品の例を示す)



(写真は製品の例を示す)

組織・体液に接触する部位の原材料：ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】\*

本品は、骨などの硬組織の切断又は輪郭研削に用いる。

### 【使用方法等】

本品は、出荷時未滅菌であるため、使用前及び再使用前には適切な方法で洗浄し、以下の条件又は各医療機関で検証された条件により高圧蒸気滅菌を行い、滅菌後無菌性の保証については、各医療機関にて行うこと。

洗浄・滅菌方法の代表例

以下に洗浄・滅菌方法の代表例を示したが、洗浄・滅菌に当たっ

ては院内の規定に従うこと。

#### 1. 洗浄方法代表例

- (1) 製造元の指示に従い、中性洗剤を準備する。
- (2) 柔らかい毛のブラシあるいは柔らかく清潔な布で、洗浄液に浸したまま手で本品を洗浄する。溝部分などは念入りにブラシで洗浄する。
- (3) 温水で少なくとも1分以上流し、十分すすぐ。
- (4) 洗浄後、目視にて血塊等がないことを必ず確認する。
- (5) 清潔な柔らかい布を用い、完全に水気を取る。

#### 2. 滅菌方法代表例

##### (1) 高圧蒸気滅菌

###### 1) 重力差空気除去滅菌

方法：包装、時間：15分、温度：132℃

###### 2) 強制空気除去滅菌

方法：包装、時間：3分、温度：132℃

上記の各方法の最低乾燥時間は0分。

### 【使用上の注意】\*

#### 1. (1) 重要な基本的注意

- ・本品の先端部は特に取り扱い、洗浄・滅菌方法、保存状態により、腐食、損傷、破損、掻きキズなどを生じさせる恐れがあるので注意すること。又、異常が見られる状態（腐食、ひび、欠け、曲り、磨耗、折れ、刃こぼれ等）では使用しないこと。
- ・硬化した骨組織を切除する際、本品の刃部あるいは全部に過度の応力がかかると、ひび、折損、欠損、曲り等の原因となるので注意すること。
- ・刃部は鋭利な形状である為、使用を含む取扱時の手術用ゴム手袋等の破損及び顔面等への事故には気を付けること。

### 【保守・点検に係る事項】\*

- ・本品は使用の度に洗浄すること。血液や残片物を取り除き、全て十分に洗浄されているかを確認すること。また、洗浄時に他の器具との接触による損傷をさせないように配慮すること。
- ・洗浄後は直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置することは避けること。ステンレス鋼は錆びにくい材質ではあるが、保管条件等によっては錆が発生することがある。
- ・本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液にさらされた場合には、直ちに清水で洗浄すること。

・本品目にはバネ部に摺動部のあるタイプの製品がある。このような製品では「かじり」と呼ばれる現象（使用時にガリガリとした感触が生じること）が生じることがある。このような現象を防止するため、本品の洗浄後には当該摺動部分にオートクレーブ滅菌対応のオイルスプレー等を塗布することを強く推奨する。\*



機械器具 39 医療用鉗子  
一般医療機器 手術用骨鉗子 32853000

## 高砂手術用骨鉗子

---

この添付文書は、本品を安全にご使用いただくためのものです。

この添付文書をよくお読みにになり、内容を十分ご理解された上で  
ご使用ください。

### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売元〕

高砂医科工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-2

お問い合わせ窓口

高砂医科工業株式会社 本郷営業所

TEL:03-3815-0156 FAX:03-3815-5361