



# ELPS 鉗子

(endo-scopic laryngo-pharyngeal surgery)



① 縦開き 7mm  
(ドベーカー)



② 横開き 7mm  
(ドベーカー)



③ 縦開き 10mm  
(ドベーカー)



④ 縦開き 5mm  
(横溝・穴有)

	製品番号	有効長	シャフト径	ジョー長さ	ジョー幅	開き	ジョー
①	TKZ-F5301	310mm	2.2mm φ	7mm	2.6mm	たて	ドベーカー
②	TKZ-F5302			7mm		よこ	ドベーカー
③	TKZ-F5303			10mm		たて	ドベーカー
④	TKZ-F5300			5mm		たて	横溝・穴有

医療機器製造販売届番号: 13B1X00245100039 販売名: ELPS鉗子  
製造販売業者: 高砂医科工業株式会社・東京都文京区本郷3-42-2

<お問い合わせ>

東京都文京区本郷3丁目43-8

高砂医科工業株式会社 本郷営業所

TEL: 03-3815-0156 FAX: 03-3815-5361

www.takasagoika.co.jp