

玉付鉗子シリーズ


Forceps series for hepatic portal vein operation

TKZ-F2671~F2674
KENT SUPER CURVE PORTAL FORCEPS
ケント スーパーカーブ鉗子 玉付
製造販売届番号: 13B1X00245080010




ケント スーパーカーブ鉗子 玉付の特徴
The features of kent super curve portal forceps

- 4種類の研究されたカーブ・太さが剥離・把持に最適
- Four kinds of well-studied curve and thickness are suitable for peeling and holding.
- 先端JAWのクロス・セレーションが把持した組織・糸を逃しません
- Cross serration of the jaw holds tissues and threads firmly.
- 組織を傷つけない先端形状
- The jaw tips are designed for safety.



TKZ-F2012~F2014
HEPATIC TAPING FORCEPS
アレキド鉗子
製造販売届番号: 13B1X00245080010



製造販売業者: 高砂医科工業株式会社
Manufacturer: Takasago Medical Industry Co., Ltd.
Tokyo Japan

お問い合わせは
本郷営業所まで

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8
TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361
<http://www.takasagoika.co.jp>
E-mail: hongo@takasagoika.co.jp