

TKZ-F3500
T式ケリソン骨パンチ（上向）

製品番号	幅	先端部厚さ	長さ	定価（税別）
TKZ-F3500-1	2mm	1.8mm	160mm	¥68,000
TKZ-F3500-2	3mm	1.8mm	160mm	¥64,000
TKZ-F3500-3	4mm	2.2mm	160mm	¥60,000
TKZ-F3500-4	5mm	2.2mm	160mm	¥60,000
TKZ-F3500-5	3mm	1.8mm	180mm	¥64,000
TKZ-F3500-6	4mm	2.2mm	180mm	¥60,000
TKZ-F3500-7	5mm	2.2mm	180mm	¥60,000
TKZ-F3500-8	3mm	1.8mm	200mm	¥64,000
TKZ-F3500-9	4mm	2.2mm	200mm	¥60,000
TKZ-F3500-10	5mm	2.2mm	200mm	¥60,000




TKZ-F3510
T式ケリソン骨パンチ（下向）

製品番号	幅	先端部厚さ	長さ	定価（税別）
TKZ-F3510-1	3mm	1.8mm	160mm	¥64,000
TKZ-F3510-2	4mm	2.2mm	160mm	¥60,000
TKZ-F3510-3	5mm	2.2mm	160mm	¥60,000
TKZ-F3510-4	3mm	1.8mm	180mm	¥64,000
TKZ-F3510-5	4mm	2.2mm	180mm	¥60,000
TKZ-F3510-6	5mm	2.2mm	180mm	¥60,000



TKZ-F3520
T式ケリソン骨パンチ
(上向、斜型35°)

製品番号	幅	先端部厚さ	長さ	定価 (税別)
TKZ-F3520-1	2mm	2.5mm	160mm	¥68,000
TKZ-F3520-2	3mm	2.5mm	160mm	¥64,000
TKZ-F3520-3	4mm	3.0mm	160mm	¥60,000
TKZ-F3520-4	5mm	3.0mm	160mm	¥60,000
TKZ-F3520-5	3mm	2.5mm	180mm	¥64,000
TKZ-F3520-6	4mm	3.0mm	180mm	¥60,000
TKZ-F3520-7	5mm	3.0mm	180mm	¥60,000



TKZ-F3530
T式クロワード
ケリソン骨パンチ
(上向、斜型40°)

製品番号	幅	先端部厚さ	長さ	定価 (税別)
TKZ-F3530-1	5mm	3.5mm	180mm	¥64,000
TKZ-F3530-2	5mm	5mm	180mm	¥60,000

<お問い合わせ先>

〒113-0033 東京都文京区本郷3-4-3-8
高砂医科工業株式会社 本郷営業所
TEL:03-3815-0156 FAX:03-3815-5361

販売名：高砂手術用骨鉗子
医療機器製造販売届番号：13B1X00245090003
製造販売業者：高砂医科工業株式会社

* ステンレス鋼製

(2012.06.12)