


Takasago®

LINポリープ鉗子
LIN POLYP FORCEPS

頸管拡張なし超音波のガイド下で
子宮腔内に挿入し、内膜ポリープ、
IUD、子宮内異物などを除去する
ことが可能です



TKZ-M5710

LINポリープ鉗子

全長 260 mm

先端幅 3 mm

川崎市立川崎病院 林保良先生ご指導

製造販売業者：高砂医科工業株式会社

製造販売届番号：13B1X00245160001

お問い合わせは
本郷営業所まで

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8

TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361

http://www.takasagoika.co.jp

E-mail:hongo@takasagoika.co.jp