

# マルチクリップ ST



手術室等で活躍してるこのクリップ。市販の物は安価ですが本体からスプリングまでオール「鉄」製ですので直ぐに錆びてしまいます。錆びの「素」は肉眼での確認は出来なくても、コンテナ等に滅菌の為に同梱されてる他の鉗子類に瞬く間に飛び拡散して行きます。

したがって、大切に高価な鉗子類・鑷子類・剪刀類をこの「錆」から守らなくてはなりません。

そこで登場したのがこのクリップ。

「錆びないクリップを作って！」との現場のご要望にお応えしました。本体からスプリングまでオールステンレス製です。

- |               |           |              |                |
|---------------|-----------|--------------|----------------|
| L : TKZ-MC001 | 有効幅 : 8cm | 販売単位 : 10個/袋 | 定価 : ¥23,000.- |
| M : TKZ-MC002 | 有効幅 : 7cm | 販売単位 : 10個/袋 | 定価 : ¥22,000.- |
| S : TKZ-MC003 | 有効幅 : 5cm | 販売単位 : 10個/袋 | 定価 : ¥21,000.- |

## 発売元

**Green Star Inc.**

株式会社グリーンスター

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-23-11グランメール桜新町301

Tel. : 03-5450-8899 Fax. : 03-5450-8801 E-mail : gs1@green-star.co.jp

製造販売業者: 高砂医科工業株式会社

## 販売店