

TKZ-F10328-SDS/SDL
KENT SIDE ALMOND RETRACTOR SET
ケント サイドアーモンド鉤


Takasago®

製造販売届番号:13B1X00245150002

TKZ-F10328-SDL

ケントサイドアーモンド鉤(大)セット

Components of Kent side almond retractor set (L)



TKZ-F10328-BL

弁付バンド(大)

Kent side almond

belt with D1

w60mm×d55mm

total length 295mm

TKZ-F10328-SF

スプリングフック


Kent side almond

spring hook 140mm

TKZ-F10328-SDS

ケントサイドアーモンド鉤(小)セット

Components of Kent side almond retractor set (S)



TKZ-F10328-BS

弁付バンド(小)

Kent side almond

belt with D4

w55mm×d55mm

total length 280mm



TKZ-F10328-SF

スプリングフック

Kent side almond

spring hook 140mm

ケントサイドアーモンド鉤を用いた後区域術野の確保例
An Example of under segment operation using
Kent Basic set and Side almond retractor.



製造販売業者: 高砂医科工業株式会社

Manufacturer: Takasago Medical Industry Co., Ltd.
Tokyo Japan

お問い合わせは
本郷営業所まで

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8
TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361
<http://www.takasagoika.co.jp>
E-mail: hongo@takasagoika.co.jp