




Dr.Cape

ドクターケープ 胸部外科用鉗子 *Dr. Cape thoracic surgery forceps*



把持部

φ 5mm

DC27

リンパ節把持鉗子 中 全長 340mm
Dr. Cape Lymph forceps (ring type) M total length 340mm

把持部



DC35

ピーナッツ鉗子 全長 240mm
Dr. Cape Ligature forceps (P-type) 240mm



把持部



DC31

マルチ結紮鉗子 全長 240mm
Dr. Cape Ligature forceps (M-type) S 240mm

DC32

マルチ結紮鉗子 全長 280mm
Dr. Cape Ligature forceps (M-type) L 280mm





DC01

ドバイキー鉗子 直 先端長 60 mm 全長 340mm

Dr. Cape DeBakey forceps straight

jaw 60mm / total length 340mm



DC02

ドバイキー鉗子 直 先端長 85 mm 全長 340mm

Dr. Cape DeBakey forceps straight

jaw 85mm / total length 340mm




DC05

ドバイキー鉗子 曲 先端長 60 mm 全長 340mm

Dr. Cape DeBakey forceps curved

jaw 60mm / total length 340mm



DC06

ドバイキー鉗子 曲 先端長 85 mm 全長 340mm

Dr. Cape DeBakey forceps curved

jaw 85mm / total length 340mm



DC11

持針器 全長 340mm

Dr. Cape Needle holder 340mm



DC21

ラクロス型リンパ節把持鉗子 先端径 25 mm 全長 340mm

Dr. Cape Lymph forceps (basket type)

jaw ϕ 25mm / total length 340mm



DC22

ラクロス型リンパ節把持鉗子 先端径 16 mm 全長 340mm

Dr. Cape Lymph forceps (basket type)

jaw ϕ 16mm / total length 340mm



DC28

リンパ節把持鉗子 大 全長 340mm

Dr. Cape Lymph forceps (ring type) L 340mm



DC29

リンパ節把持鉗子 小 全長 340mm

Dr. Cape Lymph forceps (ring type) S 340mm



DC41

ケリー鉗子 先端部 大 強彎 全長 340mm

Dr. Cape Kelly forceps L 340mm



DC43

ケリー鉗子 先端部 小 強彎 全長 340mm

Dr. Cape Kelly forceps S 340mm



DC45

ケリー鉗子 先端部 大 中彎 全長 340mm

Dr. Cape Kelly forceps M 340mm



DC61

ワンゲンステーン把持鉗子 全長 340mm

Dr. Cape Wangenstein grasping forceps 340mm



DC81

肺把持鉗子 全長 340mm


Dr. Cape Lung grasping forceps 340mm



逆アーチ型オープナー Dr. Cape rib spreader

レール部を逆アーチ構造にし、ハの字様に開くことで
創深部をより広く開胸（開創）が可能なVATS用開胸器です。


This is the Rib Spreader for VATS available for widely spreading
the incised wound with curved gear rail.



DC51


逆アーチ型オープナー
強彎 全長 100 mm

Dr. Cape rib spreader 100mm,
strong curved




DC51

100 mm



DC51・52
ブレード Blade



DC52

90 mm

DC51

逆アーチ型オープナー 強彎 全長 100mm

Dr. Cape rib spreader
100mm, strong curved

DC52

逆アーチ型オープナー 弱彎 全長 90mm

Dr. Cape rib spreader
90mm, light curved



販売元

株式会社グリーンスター
Green Star Inc.

<http://www.green-star.co.jp>



お問い合わせ先

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-23-11
グランメール桜新町301


TEL 03-5450-8899 FAX 03-5450-8801

E-mail gs1@green-star.co.jp

モノポーラ・ドベークーキー型 MT撮子



1本5役 MT撮子




●把持して凝固




●閉じて切開



●ちぎり焼き



●脈管の剥離



●縫合糸の把持





●MT摂子 仕様・規格

項 目		
商品名	モノポーラドベークー型 MT摂子 ストレート	モノポーラドベークー型 MT摂子 アングル
ご注文番号	6900030	6900033
メーカーコード	TEMA-MDF-195S	TEMA-MDF-180C
長さ	全長 21.3cm(接続ピンを含む)	全長 21.2cm(接続ピンを含む)
価格	98,000円	98,000円
備考	一般の名称:高周波処置用能動器具 販売名:モノポーラ・ドベークー型 MT摂子 認証番号:225AIBZX00043000	

●モノポーラ接続ケーブル

項 目	
商品名	モノポーラケーブル MISモノポーラ用、4m
ご注文番号	E120883
メーカーコード	20192-113
長さ	4m
価格	31,000円
備考	一般の名称:電気手術器用ケーブル及びスイッチ 販売名:ERBE電気手術器用ケーブル 届出番号:13B1X00072001077



VIO3

一般の名称:治療用電気手術器
販売名:エルベVIO3/APC3 高周波手術装置
承認番号:23000BZX00353000

切 開	
VIO3	300D
オートカット	オートカット
ハイカット	ハイカット
ドライカット	ドライカット

凝 固	
VIO3	300D
プレサイスセクト	—
—	プレサイスコアグ
スイフトコアグ	スイフトコアグ
ソフトコアグ	ソフトコアグ
フォースドコアグ	フォースドコアグ
スプレーコアグ	スプレーコアグ
ツインコアグ	ツインコアグ
—	クラシックコアグ



VIO300D

一般の名称:物質併用電気手術器
販売名:エルベVIO300D/APC2 アルゴン機能付
承認番号:22000BZX00148000

MT摂子を用いた手術動画がご覧いただけます。

MT摂子を使用した脾頭十二指腸切除術

ご提供:東京医科歯科大学肝胆脾外科 田邊 稔先生



アムコ ライブラリー

Q 検 索

URL:<https://amco.co.jp/medical/library/index.html>

会員登録いただくと、製品に関するケースレポート、講演会やセミナー動画、学会・セミナー記録集などの情報がご覧いただけます。

本製品については「講演会・セミナー動画・手術手技映像ライブラリー」内「MT摂子を使用した脾頭十二指腸切除術」をご覧ください。また、「学術レポート」内「MT摂子の活用と手技の工夫」では、ドベークー型MT摂子の利点や工夫点が紹介されています。

表示価格はすべて税別価格です。

●製造販売元



株式会社

アムコ

www.amco.co.jp

本 社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-8-7
TEL: 03(3265)4263 FAX: 03(3265)2796

●製造元

有限会社 東京医科電機製作所

【MT摂子に関するお問合せ】

●MT摂子販売特約店 株式会社グリーンスター


東京都世田谷区新町1丁目23番地11号301
TEL: 03-5450-8899
FAX: 03-5450-8801

●MT摂子製造協力

高砂医科工業株式会社

K- ロッドハンドルハーケン

品番	種別
TKZ-F1240-50-K	0° W18mm×D50mm
TKZ-F1240-L50-K	左 45°W18mm×D50mm
TKZ-F1240-R50-K	右 45°W18mm×D50mm
TKZ-F1240-70-K	0° W18mm×D70mm
TKZ-F1240-L70-K	左 45°W18mm×D70mm
TKZ-F1240-R70-K	右 45°W18mm×D70mm
TKZ-F1240-90-K	0° W18mm×D90mm
TKZ-F1240-L90-K	左 45°W18mm×D90mm
TKZ-F1240-R90-K	右 45°W18mm×D90mm





K- 棘突起把持鉗子

品番	種別
TKZ-F1881-1-K	スタンダード
TKZ-F1881-2-K	スモール



K- 髄核鉗子 先端ギザ付

品番	種別
TKZ-F2500-3-K	3.0mm/210mm
TKZ-F2500-5-K	5.0mm/210mm



K- ケリソン 210mm

先端幅/上下方向	直	右曲	左曲
ケリソンプンチ 幅 2 mm 直	TKZ-F3540-1S-K	TKZ-F3540-1R-K	TKZ-F3540-1L-K
ケリソンプンチ 幅 3 mm 直	TKZ-F3540-2S-K	TKZ-F3540-2R-K	TKZ-F3540-2L-K
ケリソンプンチ 幅 2 mm アングル	TKZ-F3540-3S-K	TKZ-F3540-3R-K	TKZ-F3540-3L-K
ケリソンプンチ 幅 3 mm アングル	TKZ-F3540-4S-K	TKZ-F3540-4R-K	TKZ-F3540-4L-K
ケリソンプール 幅 2 mm 直	TKZ-F3550-1S-K	TKZ-F3550-1R-K	TKZ-F3550-1L-K
ケリソンプール 幅 3 mm 直	TKZ-F3550-2S-K	TKZ-F3550-2R-K	TKZ-F3550-2L-K
ケリソンプール 幅 2 mm アングル	TKZ-F3550-3S-K	TKZ-F3550-3R-K	TKZ-F3550-3L-K
ケリソンプール 幅 3 mm アングル	TKZ-F3550-4S-K	TKZ-F3550-4R-K	TKZ-F3550-4L-K

B・SAIDE株式会社

製造販売元：高砂医科工業株式会社

K-methodシリーズ
PROJECT

K- ゲルピー開創器


品番	品名
TKZ-F10400-N-K	ナローカーブ
TKZ-F10410-25-K	90° D25 mm
TKZ-F10410-40-K	90° D40 mm
TKZ-F10410-50-K	90° D50 mm
TKZ-F10410-60-K	90° D60 mm
TKZ-F10410-80-K	90° D80 mm
TKZ-F10420-40-K	モンロータイプ 60° D40 mm
TKZ-F10420-60-K	モンロータイプ 60° D60 mm



90°



90°



モンロー
タイプ例




モンロータイプ 60°


一関節



一関節例



二関節例



二関節

K- 開創器 関節付


品番	品名
TKZ-F10500-40-K	一関節 W15 mm D40 mm
TKZ-F10500-60-K	一関節 W15 mm D60 mm
TKZ-F10500-80-K	一関節 W15 mm D80 mm
TKZ-F10510-40-K	一関節 W20 mm D40 mm
TKZ-F10510-60-K	一関節 W20 mm D60 mm
TKZ-F10510-80-K	一関節 W20 mm D80 mm
TKZ-F10520-40-K	二関節 W15 mm D40 mm
TKZ-F10520-60-K	二関節 W15 mm D60 mm
TKZ-F10520-80-K	二関節 W15 mm D80 mm



一関節左弁



一関節左弁



一関節
左弁例



一関節
左弁例

K- 開創器 片弁一関節


品番	弁 D40 mm / 鈎 D20 mm	弁 D60 mm / 鈎 D40 mm	弁 D80 mm / 鈎 D60 mm
一関節左弁 W20 mm	TKZ-F10530-40L-K	TKZ-F10530-60L-K	TKZ-F10530-80L-K
一関節右弁 W20 mm	TKZ-F10530-40R-K	TKZ-F10530-60R-K	TKZ-F10530-80R-K
一関節左弁 W15 mm	TKZ-F10540-40L-K	TKZ-F10540-60L-K	TKZ-F10540-80L-K
一関節右弁 W15 mm	TKZ-F10540-40R-K	TKZ-F10540-60R-K	TKZ-F10540-80R-K

製品に関するお問い合わせは **B・SAIDE株式会社** まで
京都府京都市左京区下鴨下河原町11-2
e-mail:s.noma@leto.eonet.ne.jp FAX:075-746-3308



マルチクリップ ST

TKZ-MC002



マルチクリップ ST 10 個入 / 袋

製品番号	種別	有効長
TKZ-MC001	L	80mm
TKZ-MC002	M	70mm
TKZ-MC003	S	50mm

手術室等で活躍してるこのクリップ。市販の物は安価ですが、本体からスプリングまでオール「鉄」製ですので直ぐに錆びてしまいます。

錆びの「素」は肉眼での確認は出来なくても、コンテナ等に滅菌の為に同梱されている他の鉗子類に瞬く間に飛び拡散して行きます。したがって、大切に高価な鉗子類・鑷子類・剪刀類をこの「錆」から守らなくてはなりません。

そこで登場したのがこのクリップ。

「錆びないクリップを作って!」との現場のご要望にお応えしました。

本体からスプリングまでオールステンレス製です。

