



TKZ-
8931-23TKZ-
8930-24

ドベークードヤン腸鉗子

製品番号	種別
TKZ-8930-24	直 240mm
TKZ-8931-23	反 230mm

TKZ-
8970-26TKZ-
8972-28ドベークー
ハイエス直腸結腸把持鉗子

製品番号	種別
TKZ-8970-26	260mm
TKZ-8972-28	280mm


TKZ-F1314



ネジ止ドヤン腸鉗子 230mm

製品番号	種別
TKZ-F1314	直
TKZ-F1315	反

TKZ-F1281

TKZ-F1281
ネジ止ドヤン胃鉗子
直 280mm

TKZ-F1282

TKZ-F1282
ネジ止ドヤン胃鉗子
反 280mm

TKZ-TC1804



ネジ止小児用腸鉗子 180mm


製品番号	種別
TKZ-TC1803	直
TKZ-TC1804	反

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。



TKZ-F1319
カワルダン腸吻合鉗子 250mm

TKZ-F1321-1



BOXリスター鉗子 180mm

製品番号	種別
TKZ-F1321-1	直
TKZ-F1321-2	曲

TKZ-F1329-5



TKZ-F1329-5
BOXグラスマン
アリス鉗子 155mm

TKZ-F1329-6



TKZ-F1329-6
BOXグラスマン腸鉗子 直 235mm

TKZ-F1329-7



TKZ-F1329-7
BOXグラスマン腸鉗子 反 230mm

TKZ-F1331-2



BOXアリス鉗子

製品番号	種別
TKZ-F1331-3	125mm 小児用
TKZ-F1331-1	150mm
TKZ-F1331-2	185mm
TKZ-F1331-4	220mm


※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F2600-B-1



長ペアン鉗子

製品番号	種別
TKZ-F2600-B-1	190mm
TKZ-F2600-B-2	230mm

腸把持鉗子 デュバル型
Duval

製品番号	種別
TKZ-K1534-18	180mm/7" 終
TKZ-K1534-20	200mm/8" 終
TKZ-K1534-23	230mm/9" 終


ウィリアムス腸鉗子
Williams

製品番号	種別
TKZ-K1538-16	160mm 終
TKZ-K1538-20	200mm 終



バブコック鉗子 Babcock

製品番号	種別
TKZ-K1540-16	160mm/6 ¹ / ₄ "
TKZ-K1540-18	180mm/7"
TKZ-K1540-20	200mm/8"
TKZ-K1540-24	240mm/9 ¹ / ₂ "



直型

反型

BOX小児用腸鉗子
Baby-Kocher

straight/直型	mm	in.	
TKZ-K1588-13	130	5	受
TKZ-K1588-15	150	6	受
TKZ-K1590-17	170	6 ³ / ₄	受
TKZ-TC1807	180	7	
TKZ-TC1805	200	8	


curved/反型	mm	in.	
TKZ-K1589-13	130	5	受
TKZ-K1589-15	150	6	受
TKZ-K1591-17	170	6 ³ / ₄	受
TKZ-TC1808	180	7	
TKZ-TC1806	200	8	

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-K1566



TKZ-K1567





BOX腸鉗子 メーヨーロブソン型

Mayo-Robson

straight/直型	mm	in.	
TKZ-K1566-21	210	8 1/4	受
TKZ-K1566-23	230	9	受
TKZ-K1566-25	250	10	受

curved/反型	mm	in.	
TKZ-K1567-21	210	8 1/4	受
TKZ-K1567-23	230	9	受
TKZ-K1567-25	250	10	受

TKZ-
K1570-28TKZ-
K1571-28TKZ-
K1570-25TKZ-
K1571-25TKZ-
K1570-22TKZ-
K1571-22

BOX胃腸鉗子 コッヘル型
Kocher
very elastic

straight/直型	mm	in.	
TKZ-K1570-22	220	8 3/4	受
TKZ-K1570-25	250	10	受
TKZ-K1570-28	280	11	受

curved/反型	mm	in.	
TKZ-K1571-22	220	8 3/4	受
TKZ-K1571-25	250	10	受
TKZ-K1571-28	280	11	受

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-LK-4906



TKZ-LK-4906
ケリー括約筋鏡
先端φ18mm 弁深さ80mm

TKZ-LK-4912-1



TKZ-LK-4912-1
肛門鏡 ポッテンハイメル型

TKZ-LK-4912-2



TKZ-LK-4912-2
肛門鏡 シムス型 有窓

TKZ-LK-4912-4



TKZ-LK-4912-4
肛門鏡 マッチュー三弁型



TKZ-LK-16300
肛門鏡 バール型
Barr 170mm/6³/₄"

弁寸法, blades	mm	in.
wide/ 幅	22	⁷ / ₈
deep/ 深さ	70	2 ³ / ₄


TKZ-LK-16205

肛門鏡 アレンパークス型
左右弁大小各1組, 中弁1個付
Alan-Parks with 2 pair of
blades and center blade
145mm/5³/₄"

各弁寸法	幅	× 深さ
左右弁 大	23mm	× 95mm
左右弁 小	23mm	× 78mm
中 弁	23mm	× 95mm



左右弁 小



本体+左右弁 大, 中弁

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-M5505-3



腔鏡 クスコ型

製品番号	種別
TKZ-M5505-1	特大 (LL)
TKZ-M5505-2	大 (L)
TKZ-M5505-3	中 (M)
TKZ-M5505-4	小 (S)
TKZ-M5505-5	極小 (SS)
TKZ-M5505-7	産褥用 固定型
TKZ-M5505-8	産褥用 外し型

TKZ-M5506-4



腔鏡 クスコ型 黒メッキ

製品番号	種別
TKZ-M5506-1	特大 (LL)
TKZ-M5506-2	大 (L)
TKZ-M5506-3	中 (M)
TKZ-M5506-4	小 (S)
TKZ-M5506-5	極小 (SS)

TKZ-M5506-2S




腔鏡 クスコ型 ステンレス製

製品番号	種別
TKZ-M5506-2S	大 (L)
TKZ-M5506-3S	中 (M)
TKZ-M5506-4S	小 (S)
TKZ-M5506-5S	極小 (SS)
TKZ-M5506-6S	極々小 (SSS)
TKZ-M5506-7S	高齢者用 (E)

卵管鏡下卵管形成術 (FT) 用は P.240 に掲載




TKZ-M5538-1
T式試験的切除鉗子 K型
肩 135mm



TKZ-M5538-2
T式試験的切除鉗子 A型
肩 165mm

TKZ-M5538-3



TKZ-M5538-3
新型T式試験的切除鉗子
肩 255mm

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-M5520



TKZ-M5520

子宮捲綿子 325mm

TKZ-M5523



TKZ-M5523

先銀製子宮消息子 330mm

TKZ-M5543



TKZ-M5543

ライヘルシャルト
キューレットゾンデ 270mm

TKZ-M5566



ボーゼマン子宮洗浄カテーテル
360mm

製品番号	種別/筒外径
TKZ-M5566-2	太 φ10mm
TKZ-M5566-3	中 φ8mm
TKZ-M5566-4	細 φ6mm

TKZ-M5565



TKZ-M5565
S状カテーテル

TKZ-M5530



TKZ-M5530

骨盤計 ブライスキー型

TKZ-M5531



TKZ-M5531
骨盤計 マルチン型

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-M5550



TKZ-M5550
マルチン型単鉤鉗子
255 mm

TKZ-M5551



TKZ-M5551
ミュゾー型双鉤鉗子
255 mm

TKZ-M5553



TKZ-M5553
塚原型膣部鉗子
250 mm

TKZ-M5554



TKZ-M5554
T式ケイリス鉗子
240 mm

TKZ-M5555




TKZ-M5555
綿紗鉗子 240 mm

TKZ-M5556



TKZ-M5556
海綿鉗子 250 mm

TKZ-M5557



T式スポンジ鉗子 245 mm

製品番号	種別
TKZ-M5557-1	溝有り
TKZ-M5557-2	溝無し



※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。



TKZ-M5610

TKZ-M5610
手術用膣鏡 安藤型
(1組)



TKZ-M5615-3

手術用膣鏡 桜井型

製品番号	種別
TKZ-M5615-5	特々大 (LLL)
TKZ-M5615-1	特大 (LL)
TKZ-M5615-2	大 (L)
TKZ-M5615-3	中 (M)
TKZ-M5615-4	小 (S)



TKZ-M5616-2

手術用膣鏡 桜井型 黒メッキ

製品番号	種別
TKZ-M5616-5	特々大 (LLL)
TKZ-M5616-1	特大 (LL)
TKZ-M5616-2	大 (L)
TKZ-M5616-3	中 (M)
TKZ-M5616-4	小 (S)



TKZ-M5618-2

手術用膣鏡 桜井型 ステンレス製

製品番号	種別
TKZ-M5618-2	大 (L)
TKZ-M5618-3	中 (M)
TKZ-M5618-4	小 (S)
TKZ-M5618-6	極小 (SS)

TKZ-M5643-1



手術用圧排鉤

TKZ-M5643-1 大
全長 200mm 幅 30mm 深さ 155mm
TKZ-M5643-2 小
全長 200mm 幅 26mm 深さ 115mm


TKZ-M5644-1



東大式膀胱鉤

TKZ-M5644-1
全長 220mm 幅 45mm 深さ 95mm
TKZ-M5644-2 幅広
全長 220mm 幅 60mm 深さ 95mm

TKZ-M5646



明城型スパーテル


TKZ-M5646-1 大
全長 295mm 幅 40mm 鉤長 115mm
TKZ-M5646-2 小
全長 285mm 幅 30mm 鉤長 105mm

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

ホーツェル二弁腹壁固定器

製品番号	左右弁
TKZ-F1265-1	大 65mm × 55mm
TKZ-F1265-2	中 57mm × 45mm
TKZ-F1265-3	小 50mm × 40mm
	幅 × 深さ

左右弁



TKZ-F1265-1



吾妻三弁腹壁固定器

製品番号	左右弁	中弁
TKZ-F1266-1	大 65mm × 55mm	67mm × 67mm
TKZ-F1266-2	中 57mm × 45mm	60mm × 57mm
TKZ-F1266-3	小 50mm × 40mm	52mm × 57mm
	幅 × 深さ	幅 × 深さ



TKZ-F1266-1

シムス子宮剪刀

外し


製品番号	種別
TKZ-M5651-1S	鈍直 180mm
TKZ-M5651-1C	鈍反 180mm
TKZ-M5651-2S	鈍直 200mm
TKZ-M5651-2C	鈍反 200mm

螺子止

製品番号	種別
TKZ-M5652-1S	鈍直 180mm
TKZ-M5652-1C	鈍反 180mm
TKZ-M5652-2S	鈍直 200mm
TKZ-M5652-2C	鈍反 200mm
TKZ-M5652-3S	鈍直 230mm
TKZ-M5652-3C	鈍反 230mm
TKZ-M5652-4S	鈍直 250mm
TKZ-M5652-4C	鈍反 250mm

※他、特寸承ります

TKZ-M5651



TKZ-M5649

TKZ-M5855




TKZ-M5649

子宮強弯剪刀 230mm


TKZ-M5855

臍帯剪刀 155mm


※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。




TKZ-M5648
岡林型直腸鉤
全長 395mm



TKZ-M5658
キュストネル子宮鉗子
280mm



TKZ-M5661
子宮把持鉗子
DeBakey 215mm



TKZ-M5675
ゼゴン筋腫固定器
190mm



TKZ-M5678
明城分娩ばら
340mm



TKZ-M5680
沢崎分娩ばら
390mm



小石型 帝切用鉗子

製品番号	種別
TKZ-M5683	曲 200mm
TKZ-M5684	直 210mm




粘膜鉗子

製品番号	種別
TKZ-M5686-1	150mm
TKZ-M5686-2	190mm
TKZ-M5686-3	T字型 190mm

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

LINポリープ鉗子

頸管拡張なし超音波のガイド下で子宮腔内に挿入し、内膜ポリープ、IUD、子宮内異物などを除去することが可能です（先端幅3mm）



TKZ-M5720-1



TKZ-M5720-1

吾妻型子宮頸管拡張器 No.1 ~ No.12 組
M5720-1 セット内ブージーの太さ (mm)

No.1 : ϕ 4	No.5 : ϕ 6.5	No.9 : ϕ 8.5
No.2 : ϕ 5	No.6 : ϕ 7	No.10 : ϕ 9
No.3 : ϕ 5.5	No.7 : ϕ 7.5	No.11 : ϕ 9.5
No.4 : ϕ 6	No.8 : ϕ 8	No.12 : ϕ 10

TKZ-M5720-2



TKZ-M5720-2

吾妻型子宮頸管拡張器 No.13 ~ No.20 組
M5720-2 セット内ブージーの太さ (mm)

No.13: ϕ 11	No.16: ϕ 14	No.19: ϕ 17
No.14: ϕ 12	No.17: ϕ 15	No.20: ϕ 18
No.15: ϕ 13	No.18: ϕ 16	

※ TKZ-M5720-3 吾妻型子宮頸管拡張器 No.1 ~ No.15 組受もごさいます。

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-M5721



TKZ-M5721

基靱帯鉤

全長 230mm
幅 10mm

TKZ-M5722



TKZ-M5722

婦人科直角鉤

全長 200mm
幅 35mm
深さ 180mm

TKZ-M5724




TKZ-M5724

靱帯鉗子 190mm

鈍匙 ブム型

製品番号	種別
TKZ-M5733-1	No. 1 終
TKZ-M5733-2	No. 2 終
TKZ-M5733-3	No. 3 終
TKZ-M5733-4	No. 4 終
TKZ-M5733-5	No. 5 終


TKZ-M5733-5



鋭匙 キュレット型

製品番号	種別
TKZ-M5734-1	No. 1
TKZ-M5734-2	No. 2
TKZ-M5734-3	No. 3
TKZ-M5734-4	No. 4
TKZ-M5734-5	No. 5


TKZ-M5734-5




鈍匙 クルップ型

製品番号	種別
TKZ-M5735-04	No.04 (No. 0000)
TKZ-M5735-03	No.03 (No. 000)
TKZ-M5735-02	No.02 (No. 00)
TKZ-M5735-0	No. 0
TKZ-M5735-1	No. 1
TKZ-M5735-2	No. 2
TKZ-M5735-3	No. 3

TKZ-M5735-3




※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。




胎盤鉗子 高山型 275 mm

製品番号	種別
TKZ-M5740-1	No. 1
TKZ-M5740-2	No. 2
TKZ-M5740-3	No. 3
TKZ-M5740-4	No. 4



胎盤鉗子 小鷹型 265 mm

製品番号	種別
TKZ-M5741-1	No. 1
TKZ-M5741-2	No. 2
TKZ-M5741-3	No. 3
TKZ-M5741-4	No. 4
TKZ-M5741-5	No. 5
TKZ-M5741-6	No. 6



流産鉗子 ヒルスト型

製品番号	種別
TKZ-M5742-0	No. 0
TKZ-M5742-1	No. 1
TKZ-M5742-2	No. 2
TKZ-M5742-3	No. 3



胎盤鉗子 日母型 240 mm


製品番号	種別
TKZ-M5743-4.5	幅 4.5 mm
TKZ-M5743-6	幅 6 mm
TKZ-M5743-9	幅 9 mm
TKZ-M5743-12	幅 12 mm
TKZ-M5743-15	幅 15 mm

胎盤鉗子 ネジ止 245 mm

製品番号	種別
TKZ-M5744-18	幅 18 mm
TKZ-M5744-21	幅 21 mm
TKZ-M5744-24	幅 24 mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-M5805



TKZ-M5805
産科鉗子 ネーゲル型 360mm

TKZ-M5807



TKZ-M5807
産科鉗子 キーランド型

TKZ-M5972



TKZ-M5972
産科鉗子 マクレンタッカー型
(牽引補助具あり)




TKZ-M5980




TKZ-M5980
リング挿入鉗子 新型 240mm

TKZ-M5982



TKZ-M5982
リング用鉤 引出鉤 250mm

TKZ-M5983



TKZ-M5983
リング用鉤 挿入鉤 250mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F1369



TKZ-F1369
BOXグユン
腎臓鉗子A型
弱弯 235mm

TKZ-F1370



TKZ-F1370
BOXグユン
腎臓鉗子B型
強弯 230mm

TKZ-F1371




TKZ-F1371
BOXグユン
腎臓鉗子 有溝型
235mm

TKZ-F1400



TKZ-F1400
後藤型胆嚢鉗子
165mm

TKZ-F1404



TKZ-F1404 リウエル柔軟性結石匙 260mm

製品番号	匙幅
TKZ-F1404-03	#03 (6.5 mm)
TKZ-F1404-02	#02 (9 mm)
TKZ-F1404-0	#0 (11 mm)
TKZ-F1404-1	#1 (13 mm)
TKZ-F1404-2	#2 (15 mm)
TKZ-F1404-3	#3 (18 mm)

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F2700

羽生式胆道外科手術器械

Biliary Surgery/operating instruments
23本組セット

Fineな外科手術

近年の診断学の進歩とともに、疾患の病態をより明確に把握
することができるようになり、“FINEな外科手術”という新たな
ニーズに応じてこのセットがうまれました。



A-1 羽生式胆道採石鉗子
#1 255mm Stone forceps




A-2 羽生式胆道採石鉗子
#2 240mm Stone forceps




A-3 羽生式胆道採石鉗子
#3 215mm Stone forceps




A-4 羽生式胆道採石鉗子
#4 210mm Stone forceps




B 羽生式胆道採石匙（銀シャフト）
w9mm / 290mm Stone scoop (silver shaft)



C-1 羽生式胆道ブージー #1（銀シャフト）
φ3mm / 290mm Dilator (silver shaft)



C-2 羽生式胆道ブージー #2（銀シャフト）
φ5mm / 290mm Dilator (silver shaft)



C-3 羽生式胆道ブージー #3（銀シャフト）
φ7mm / 290mm Dilator (silver shaft)



D 羽生式胆道アリス鉗子×5丁
185mm Fine Allis forceps × 5



E 羽生式胆管把持鉗子
30mm(120°)/175mm
Biliary tract clamp forceps




F 羽生式胆道ピンセット
Biliary forceps


小 155mm

先端拡大


大 185mm



G 羽生式胆道乳頭把持鉗子（一対）160mm
Papillary clamp forceps (pair)



H 羽生式空腸把持鉗子
72mm(90°)/185mm
Jejunal clamp forceps



K 羽生式胆管貫通子 275mm
Perforator

※単品のご注文を承ります。
Separately available

※詳細は次ページ参照

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

主な器械の特徴と使用法

Features & Use

A 羽生式胆道採石鉗子 Stone forceps

ランドールモデルの改良型で、先端部を長円形のスプーン状にし、結石を把持しやすくしました。


特に#4は、小さな切開孔より操作する時に先端部を充分に広げられるよう工夫してあります。

Modified Randall Model

Shape: longer and slender

Tip Top: like spoon

#4 Opened Tip Top

**G** 羽生式胆道乳頭把持鉗子

Papillary clamp forceps

十二指腸乳頭形成術に用いる鉗子で、乳頭口よりこの一对の鉗子を挿入し、乳頭前壁をくさび状に切除するものです。十分な長さにわたって大きな開口を得る為に、先端表面の5mmきざみの目盛にしたがい、約25～30mmの切開を行います。


E 羽生式胆管把持鉗子

Biliary tract clamp forceps


総胆管切断時に断端を直線的に切断する為と、術中の胆汁漏出を防ぐ目的の柔軟な鉗子です。

H 羽生式空腸把持鉗子 Jejunal clamp forceps

空腸壁を把持した縫合操作を容易にし、操作中の出血及び腸内容の流出を防ぐ柔軟な鉗子です。

**K** 羽生式胆管貫通子 Perforator

胆管・空腸吻合、その他の術後に胆管ドレナージが必要な時に、図の様に断端より挿入し、左様枝へ入れ、ほぼ鎌状靱帯近くでなるべく腹壁側に貫通し、この先端にチューブを接続後引抜いて、経肝的ドレナージをします。



その他の器械をとっても“FINEな外科手術”用に工夫されております。

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

膵頭十二指腸切除鉗子

膵頭と標本の連続切離に

TKZ-F2761

膵臓鉗子 スリット付 直
PANCREATIC FORCEPS WITH SLIT
STRAIGHT



TKZ-F2762



膵臓鉗子 スリット付 腰曲
PANCREATIC FORCEPS WITH SLIT
HANDLES CURVED



膵臓を愛護的に把持

TKZ-F2763


膵臓鉗子 ソフト
PANCREATIC FORCEPS SOFT TYPE



※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

門脈再建吻合鉗子

片手で容易に保持、**dKEN** もう片方の手がフリー



TKZ-F2780

門脈再建吻合鉗子(セット)
全長145mm





※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

膵頭十二指腸切除後の膵管空腸粘膜吻合を容易かつ確実にを行うために開発した手術器械です。
膵管径に合わせて選択可能です。


膵管ホルダー

TKZ-SM-001 (大)

TKZ-SM-002 (小)



製品番号		全長 (L1)	先端部幅 (L2)	先端部長さ (L3)	先端部径 (L4)
SM-001	大	150mm	6mm	12mm	約1mm
SM-002	小	150mm	4mm	8mm	約0.8mm



レイ型 甲状腺鉗子 Lahey

製品番号	種別
TKZ-K2426-15	150mm/6"
TKZ-K2426-20	200mm/8"



TKZ-LK-5336

TKZ-LK-5336
T式精管鉗子 165mm



TKZ-M5390

TKZ-M5390


膀胱鉤
全長 190mm
幅 42mm
深さ 125mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

臍管空腸粘膜吻合補助具

ストッパーにより
器具が臍断端に固定され、
術野確保が安定します。

TKZ-F2830
管腔ダイレーター



臍管を愛護的に縦方向へ拡張させ、
視野・術野を確保します。

先端の溝の方向を手元の
ハンドルで確認できます。

針を溝に沿わせることにより、
正確な方向へ、対側の臍管を
損傷すること無く運針するこ
とができます。

卵管鏡下卵管形成術 (FT) 用鉗子・腔鏡



TKZ-M5558
FT子宮鉗子

TKZ-M5508
FT腔鏡

