

TKZ-A77



TKZ-A77
板状舌圧子 125mm **終**

TKZ-A80



TKZ-A80
チェルマック舌圧子 185mm

TKZ-A81



TKZ-A81
フレンケル舌圧子 195mm

TKZ-A151



TKZ-A151
オイレンブルヒ知覚計 130mm

TKZ-A156



TKZ-A156
ルーレット型知覚計 195mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-A191



TKZ-A191
リングカッター

TKZ-AI-1005-2



爪切剪刀 110mm

製品番号	種別
TKZ-AI-1005-1	直型
TKZ-AI-1005-2	反型

TKZ-AI-1401



TKZ-AI-1401
リストン型爪切鉗子
120mm

TKZ-AI-1402



TKZ-AI-1402
食切型爪切鉗子
120mm

TKZ-AI-1404



TKZ-AI-1404
爪切鉗子 直型
ステンレス製 130mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-
F2186-2

TKZ-
F2187-2

TKZ-
F1175-1

TKZ-
F1176-1

TKZ-
F1174-3

TKZ-
F1174-4



メッツェンバウム剪刀

製品番号	種別
TKZ-F2186-2	140mm 直
TKZ-F2186-3	160mm 直
TKZ-F2186-4	180mm 直
TKZ-F2187-2	140mm 反
TKZ-F2187-3	160mm 反
TKZ-F2187-4	180mm 反



メーヨー剪刀

製品番号	種別
TKZ-F1175-1	140mm 直
TKZ-F1175-2	160mm 直
TKZ-F1175-3	180mm 直
TKZ-F1176-1	140mm 反
TKZ-F1176-2	160mm 反
TKZ-F1176-3	180mm 反



外科手術用剪刀 145mm

製品番号	種別
TKZ-F1174-3	ハズシ 両尖 直型
TKZ-F1174-4	ハズシ 両尖 反型

TKZ-F1174-5

TKZ-F1174-6

TKZ-H2960

TKZ-H2961

TKZ-V8124-2



外科手術用剪刀 145mm

製品番号	種別
TKZ-F1174-5	ハズシ 片尖 直型
TKZ-F1174-6	ハズシ 片尖 反型



眼科手術用剪刀 115mm

製品番号	種別
TKZ-H2960	直型
TKZ-H2961	反型



TKZ-V8124-2
腸剪刀 小 150mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-
F2196-1



TKZ-
F2196-2



アドソンピンセット 125mm

製品番号	種別
TKZ-F2196-1	無鉤
TKZ-F2196-2	有鉤

TKZ-F2201



TKZ-F2201
T式先曲ピンセット 110mm

TKZ-
H2997-1



TKZ-
H2997-2



眼科ピンセット 110mm

製品番号	種別
TKZ-H2997-1	無鉤
TKZ-H2997-2	有鉤

TKZ-
F1181-1



TKZ-
F1181-2




併式高砂ピンセット 130mm

製品番号	種別
TKZ-F1181-1	無鉤
TKZ-F1181-2	有鉤

TKZ-
F2198-1



TKZ-
F2198-2



T式神経ピンセット

製品番号	種別
TKZ-F2198-1	無鉤 160mm 終
TKZ-F2198-2	有鉤 160mm 終

TKZ-E1032-1



TKZ-E1032-1

BOXマッチャー
持針器 160mm

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-HB2219



TKZ-HB2219
チップ付ヘニー持針器
200mm

TKZ-HB2201




TKZ-HB2201
チップ付
メーヨーヘガール持針器
160mm

TKZ-HB2232




TKZ-HB2232
チップ付
マッチュー持針器
仏型 200mm

TKZ-TC1417



TKZ-TC1417
小児用BOX強弯
モスキート止血鉗子
125mm

TKZ-TC1418



TKZ-TC1418
小児用BOX強弯深曲
モスキート止血鉗子
125mm

TKZ-TC1421



小児用BOXモスキート
止血鉗子 180mm
(小児用ケリー)

製品番号	種別
TKZ-TC1419	直
TKZ-TC1420	弱弯
TKZ-TC1421	中弯
TKZ-TC1422	強弯


TKZ-TC1426



TKZ-TC1426
小児用BOX
ミクリツ型
腹膜鉗子 150mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F1675



TKZ-F1675
BOXベンソン
幽門筋拡張鉗子

TKZ-F1488-3



TKZ-F1488-3
BOXサテンスキー型
血管鉗子 小 175mm

TKZ-TC1805



BOX小児用腸鉗子

製品番号	種別
TKZ-TC1805	直 200mm
TKZ-TC1806	反 200mm
TKZ-TC1807	直 180mm
TKZ-TC1808	反 180mm

TKZ-F1603-2



TKZ-F1603-2
グルック型肋骨剪刀
小 190mm

TKZ-F2509-18-1



小型リウエル型
二連関節丸のみ鉗子 180mm

製品番号	種別
TKZ-F2509-18-1	直
TKZ-F2509-18-2	反

TKZ-TC1916



小児用 柄付
ラスパトリウム 160mm

製品番号	種別
TKZ-TC1916	幅狭
TKZ-TC1917	幅広

TKZ-TC1917



TKZ-TC1918



TKZ-TC1918
小児用 柄付
イレパトリウム
175mm

TKZ-TC1901



TKZ-TC1901
小児用 単鈍鉤
(I-4429-2)
170mm

TKZ-TC1902



TKZ-TC1902
小児用 双鈍鉤
(I-4430-2)
170mm

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-TC1903



TKZ-TC1903

小児用 扁平鉤 小
鉤幅 5mm × 鉤深さ 10mm 全長 150mm

TKZ-TC1904



TKZ-TC1904

小児用 扁平鉤 大
鉤幅 8mm × 鉤深さ 16mm 全長 150mm

TKZ-TC1905



TKZ-TC1905

小児用 長柄双鈍鉤 185mm

TKZ-TC1906



TKZ-TC1906

小児用 筋鉤 三爪鈍鉤 175mm

TKZ-TC1907



TKZ-TC1907

小児用 筋鉤 扁平×双鈍鉤 170mm

TKZ-TC1908



TKZ-TC1908

小児用 筋鉤 扁平×三爪鈍鉤 170mm

TKZ-TC1909



TKZ-TC1909

小児用 扁平鉤 深曲 175mm **終**


TKZ-TC1910



TKZ-TC1910

小児用 両頭剥离子 幅広 200mm

TKZ-TC1911



TKZ-TC1911

小児用 両頭剥离子 幅狭 200mm

TKZ-TC1912



TKZ-TC1912

小児用 T式両頭剥离子 200mm
大側 10mm / 小側 3mm

TKZ-TC1913



TKZ-TC1913

小児用 鞍状鉤 幅 20mm **終**

TKZ-TC1914




TKZ-TC1914

小児用 T式結紮匙 **終**

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F10081-1



TKZ-F10081-1
開創器 ウェイトラナー型
ストッパー付 爪鈍先 130mm
Weitlaner

TKZ-F1767-2



TKZ-F1767-2
ホーン型開創器
ストッパー付 130mm

TKZ-TC2005



T式小児用開胸器
TKZ-TC2005 大
レール長 125mm 鉤幅 25mm×深さ50mm
TKZ-TC2006 小
レール長 110mm 鉤幅 25mm×深さ30mm

TKZ-TC2003



TKZ-TC2003 鉤部

TKZ-TC2004



TKZ-TC2004 鉤部

小児用レーバイン開創器

製品番号		鉤幅	鉤深さ	拡張範囲
TKZ-TC2003	大	37mm	30mm	105mm
TKZ-TC2004	小	30mm	25mm	85mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-V8110-1



TKZ-V8110-1
解剖刀 尖刃刀

TKZ-V8110-2



TKZ-V8110-2
解剖刀 円刃刀

TKZ-V8115-1



TKZ-V8115-1
脳刀 全長 180mm


TKZ-V8115-2
脳刀 全長 240mm

TKZ-V8111



TKZ-V8111
長解剖刀 刃渡 90mm

TKZ-V8112



TKZ-V8112
解剖軟骨刀 刃渡 60mm

TKZ-V8118-1



TKZ-V8118-1
解剖剪刀 玉付 140mm

TKZ-V8118-2



TKZ-V8118-2
解剖剪刀 140mm

TKZ-V8124-1



腸剪刀
TKZ-V8124-1
大 200mm
TKZ-V8124-2
小 150mm

TKZ-V8125



TKZ-V8125
解剖骨剪刀
240mm

TKZ-V8126



TKZ-V8126
解剖肋骨剪刀
215mm


※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-V8127



TKZ-V8127
解剖キエステル骨鉗子
Kuester's 220mm

TKZ-V8129



TKZ-V8129
解剖木柄板鋸
320mm

TKZ-V8130-1



TKZ-V8130-1
解剖木柄弓鋸
370mm

TKZ-V8132-1



解剖脊髄双鋸

製品番号

種別

TKZ-V8132-1

木柄

TKZ-V8132-2

金柄

TKZ-V8136




TKZ-V8136
解剖脊骨刀

TKZ-V8160




TKZ-V8160
解剖ウィルヒョウ頭蓋計

TKZ-V8137



TKZ-V8137
解剖T字鑿 115mm

TKZ-V8139



TKZ-V8139
解剖板状鑿 125mm

TKZ-V8165



TKZ-V8165
解剖用ルーペ

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。



TKZ-F1903
軟部組織挙上器
ステンレス製

解剖用針(10本入り)



TKZ-G-1701

解剖用先曲針 角針ナミ孔 No.1 ~ No.3


TKZ-V8142



TKZ-V8142

解剖金槌 205mm

TKZ-V8173-1




TKZ-V8173-1

解剖器械セット 木箱入
内容

名称	数量	名称	数量	名称	数量
① 解剖刀	計 6	② 解剖軟骨刀	1	③ 長解剖刀	1
④ 脳刀 180mm	1	⑤ 解剖球頭剪刀	1	⑥ 解剖脊髓双鋸	1
⑦ 解剖剪刀	1	⑧ 解剖肋骨剪刀	1	⑨ 腸剪刀	1
⑩ 解剖骨剪刀	1	⑪ 鞘入剃刀	1	⑫ 解剖弓鋸	1
⑬ 解剖骨鉗子	1	⑭ 解剖ピンセット	3	⑮ 解剖T字のみ	1
⑯ 解剖板状のみ	1	⑰ 木槌	1	⑱ 解剖四爪鋭鉤	3
⑲ 解剖用針	計 3	⑳ 活栓付吹管	1	㉑ 有溝消息子	1
㉒ 消息子(大、小)	計 2	㉓ 尺度(スケール)	1	㉔ 液量計 100cc	1

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-V8174-1



TKZ-V8174-1

病理解剖器械セット 木箱入

内容

名称	数量	名称	数量	名称	数量
① 解剖刀	計 6	② 解剖軟骨刀	1	③ 長解剖刀	2
④ 脳刀 180mm	1	⑤ 鞘入剃刀	1	⑥ 解剖ピンセット	3
⑦ 解剖直剪刀	1	⑧ 解剖球頭剪刀	1	⑨ 腸剪刀	1
⑩ 解剖骨剪刀	1	⑪ 解剖脊髄双鋸	1	⑫ 解剖弓鋸	1
⑬ 解剖板鋸	1	⑭ 解剖脊骨刀	1	⑮ 解剖骨鉗子	1
⑯ ラスパトリウム	1	⑰ 解剖金槌	1	⑱ 解剖T字のみ	1
⑲ 解剖板状のみ	1	⑳ 活栓付吹管	1	㉑ 解剖四爪鋭鉤	3
㉒ 解剖用針	計 9	㉓ 動脈注射器	1	㉔ 有溝消息子	1
㉕ 消息子	計 3	㉖ 解剖頭蓋計	1	㉗ 匙	1
㉘ 巻尺	1	㉙ 解剖肋骨剪刀	1	㉚ 液量計 100cc	1
㉛ ルーペ	1				

AI-1311



AI-1312



AI-1313

その他
Other Instruments

鉗子吊

製品番号	種別
TKZ-AI-1311	大 全長 180mm
TKZ-AI-1312	中 全長 145mm
TKZ-AI-1313	小 全長 130mm





マルチクリップ ST は P.241 に掲載

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

SILICON MAT

シリコンマット オートクレーブ滅菌対応

滅菌器で滅菌する際に、ケースと器具、器具同士の接触による破損やキズの発生を防止する為に、トレーやケースに敷いて使用するシリコンマットです。




拡大図

裏面

・裏面の凹凸加工で上記の流れを促し、より滅菌効率を高めるデザインとなっております。

- コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。
- 全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。(穴径4mm)
- シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。(ピン長さ14mm)
- オートクレーブ滅菌対応。耐熱温度：瞬間280℃、長時間200℃。

サイズは3種類



製品番号	名 称	サイズ (mm)	入数
TKZ-SM-S-1	シリコンマット S	265 × 240	1 枚
TKZ-SM-M-1	シリコンマット M	265 × 480	1 枚
TKZ-SM-L-1	シリコンマット L	500 × 500	1 枚

* 1ケース/20枚入りです。ケースでの販売も承ります。詳しくはご相談ください。

販売元 高砂医科工業株式会社

発売元 株式会社 アイテックス

〒100-0011 東京都千代田区千代田1-1-7 NBF 日比谷ビル7F

TEL : 03-3580-2351 FAX : 03-3580-8610

<http://aitexinc.com>

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

本シリーズは価格重視のユーザー様向けに取り揃えたラインナップです



TKZ-F202

併式大溝
無鉤ピンセット

製品番号	種別
TKZ-F200	130 mm
TKZ-F201	150 mm
TKZ-F202	180 mm
TKZ-F203	230 mm



TKZ-F204

併式細溝
有鉤ピンセット

製品番号	種別
TKZ-F204	130 mm
TKZ-F205	150 mm
TKZ-F206	180 mm
TKZ-F207	230 mm



TKZ-E201

BOXメーヨー
ヘガール持針器

製品番号	種別
TKZ-E199	125 mm
TKZ-E200	140 mm
TKZ-E201	160 mm
TKZ-E202	180 mm
TKZ-E203	200 mm
TKZ-E204	230 mm
TKZ-E205	260 mm



TKZ-E402

チップ付メーヨー
ヘガール持針器

製品番号	種別
TKZ-E400	140 mm
TKZ-E401	160 mm
TKZ-E402	180 mm
TKZ-E403	200 mm
TKZ-E404	230 mm
TKZ-E405	260 mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-E101



BOXコッヘル止血鉗子
145 mm

製品番号	種別
TKZ-E100	有鉤 直型
TKZ-E101	有鉤 反型
TKZ-E102	無鉤 直型
TKZ-E103	無鉤 反型

TKZ-E106



BOXモスキート止血鉗子
125 mm

製品番号	種別
TKZ-E104	有鉤 直型
TKZ-E105	有鉤 反型
TKZ-E106	無鉤 直型
TKZ-E107	無鉤 反型

TKZ-E301



BOXバックハウスタオル鉗子

製品番号	種別
TKZ-E300	90 mm
TKZ-E301	110 mm
TKZ-E302	135 mm

TKZ-E304



BOXタオル鉗子 T式

製品番号	種別
TKZ-E303	110 mm
TKZ-E304	135 mm

TKZ-F300



ビニール鉗子BOXアヤ筋

製品番号	種別
TKZ-F300	150 mm
TKZ-F301	180 mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。