


# モノポーラ・ドベーカー型 MT撮子



Operating Room


## 1本5役 MT撮子




● 把持して凝固




● 閉じて切開



● ちぎり焼き



● 脈管の剥離



● 縫合糸の把持





## ●MT挟子 仕様・規格

項目		
品名	モノポーラドベキー型 MT挟子 ストレート	モノポーラドベキー型 MT挟子 アングル
ご注文番号	6900030	6900033
メーカーコード	TEMA-MDF-1955	TEMA-MDF-180C
価格	98,000円(1本)	98,000円(1本)
品名	モノポーラケーブル ポビージャック	
ご注文番号	J020324	
メーカーコード	600-290B	
価格	28,000	



VIO3

一般的名称：物質併用電気手術器  
販売名：エルベVIO3/APC3  
認証番号：228AFBZX00114000

切 開	
VIO3	300D
オートカット	オートカット
ハイカット	ハイカット
ドライカット	ドライカット

凝 固	
VIO3	300D
プレサイスセクト	—
—	プレサイスコアグ
スイフトコアグ	スイフトコアグ
ソフトコアグ	ソフトコアグ
フォースドコアグ	フォースドコアグ
スプレーコアグ	スプレーコアグ
ツインコアグ	ツインコアグ
—	クラシックコアグ



VIO300D

一般的名称：物質併用電気手術器  
販売名：エルベVIO300D/APC2 アルゴン機能付  
承認番号：22000BZX00148000

東京医科歯科大学肝胆脾外科 教授 田邊稔先生監修「MT挟子の活用法と手技の工夫」もご覧ください。  
ドベキー型 MT挟子の利点や工夫点が紹介されています。

アムコ ライブラリー  検索

会員登録いただくと、製品に関するケースレポート、講演会やセミナー動画、学会・セミナー記録集などの情報がご覧いただけます。

本製品については「講演会・セミナー動画・手術手技映像ライブラリー」内「MT挟子を使用した脾頭十二指腸切除術」をご覧ください。

URL:<https://amco.co.jp/medical/library/index.html>

表示価格はすべて税別価格です。

認証番号：225AIBZX00043000

●製造販売元  株式会社 **アムコ** [www.amco.co.jp](http://www.amco.co.jp)  
本 社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-8-7  
TEL: 03(3265)4263 FAX: 03(3265)2796

## 【MT挟子に関するお問合せ】

- MT挟子販売特約店 **株式会社グリーンスター**  
東京都世田谷区新町1丁目23番地11号301  
TEL: 03-5450-8899 FAX: 03-5450-8801
- MT挟子製造協力 **高砂医科工業株式会社**

●製造元

有限会社 東京医科電機製作所