


ブルドック鉗子の
“術中の糸の引っかかり”や“ばねの紛失”
そんなストレスを軽減



TKZ-X033-CA


ブルドック鉗子 TS 型
A タイプ 反 全長 45 mm
ばね荷重：約 380g



TKZ-X033-SV


ブルドック鉗子 TS 型
V タイプ 直 全長 47 mm
ばね荷重：約 310g

一般的な血管クランプ



TKZ-X033 シリーズ

ばねの存在が目立たない



つまみは尾部のまま

製造販売届出番号：13B1X00245250001

製造販売業者：高砂医科工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8

お問い合わせは TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361

本郷営業所まで <http://www.takasagoika.co.jp>

E-mail: hongo@takasagoika.co.jp