


Takasago® 金属製巾着縫合器EH60

EH60

金属製巾着縫合器EH60

シャフト255mm ジョー55.5mm



本品は、消化管断端の巾着縫合時に縫合糸、及び縫合針を組織に貫通させるために用いるステンレス製の再使用可能な手術器具です。

製造販売業者：高砂医科工業株式会社

製造販売届番号：13B1X00245100035

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8
お問い合わせは TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361
本郷営業所まで <http://www.takasagoika.co.jp>
E-mail: hongo@takasagoika.co.jp

20240409