



Takasago®



産科・婦人科用  
鋼製小物カタログ



高砂医科工業株式会社

<http://www.takasagoika.co.jp>



## LINポリープ鉗子

頸管拡張なし超音波のガイド下で  
子宮腔内に挿入し、内膜ポリープ、  
IUD、子宮内異物などを除去する  
ことが可能です



**TKZ-M5710**

LINポリープ鉗子

全長 260 mm

先端幅 3 mm



**TKZ-M5538-1**

T式試験的切除鉗子 K型


肩 135 mm



**TKZ-M5538-2**

T式試験的切除鉗子 A型


肩 165 mm



**TKZ-M5538-3**

新型T式試験的切除鉗子

肩 255 mm




**TKZ-M5538-4**

T式試験的切除鉗子 G型

肩 195 mm


TKZ-M5506-4S



膣鏡 クスコ型 ステンレス製 サイズ参考値 (単位 :mm)

| 製品番号     | 種別        | A 上弁長さ | C 上弁中央幅 | D 下弁長さ | F 外口幅 | G 外口高さ | H 全高 | I 上弁先端幅 |
|----------|-----------|--------|---------|--------|-------|--------|------|---------|
| M5506-2S | 大 (L)     | 114    | 31      | 114    | 51    | 52     | 122  | 26      |
| M5506-3S | 中 (M)     | 105    | 28      | 105    | 47    | 48     | 118  | 23      |
| M5506-4S | 小 (S)     | 94     | 23      | 94     | 41    | 42     | 111  | 21      |
| M5506-5S | 極小 (SS)   | 81     | 21      | 81     | 38    | 37     | 102  | 19      |
| M5506-6S | 極々小 (SSS) | 78     | 16      | 78     | 33    | 30     | 94   | 13      |
| M5506-7S | 高齢者用 (E)  | 91     | 12      | 91     | 29    | 28     | 85   | 10      |

TKZ-M5505-3




膣鏡 クスコ型 真鍮製 サイズ参考値 (単位 :mm)

| 製品番号    | 種別       | A 上弁長さ | C 上弁中央幅 | D 下弁長さ | F 外口幅 | G 外口高さ | H 全高 | I 上弁先端幅 |
|---------|----------|--------|---------|--------|-------|--------|------|---------|
| M5505-1 | 特大 (LL)  | 120    | 37      | 120    | 55    | 60     | 125  | 33      |
| M5505-2 | 大 (L)    | 117    | 34      | 117    | 50    | 53     | 120  | 32      |
| M5505-3 | 中 (M)    | 107    | 29      | 107    | 47    | 50     | 110  | 27      |
| M5505-4 | 小 (S)    | 95     | 25      | 95     | 41    | 43     | 95   | 23      |
| M5505-5 | 極小 (SS)  | 82     | 19      | 82     | 35    | 30     | 72   | 15      |
| M5505-7 | 産褥用 (固定) | 108    | 46      | 108    | 64.5  | 69     | 149  | 40      |
| M5505-8 | 産褥用 (外し) | 108    | 46      | 108    | 64.5  | 69     | 149  | 40      |



手術用膣鏡 桜井型 サイズ参考値 (単位 :mm)

| 製品番号        | 種別        | 材質     | a 下弁長さ | b 下弁先端幅 | c 上弁長さ |
|-------------|-----------|--------|--------|---------|--------|
| TKZ-M5615-5 | 特々大 (LLL) | 真鍮製    | 103    | 41      | 43.5   |
| TKZ-M5615-1 | 特大 (LL)   | 真鍮製    | 85     | 35      | 38.5   |
| TKZ-M5615-2 | 大 (L)     | 真鍮製    | 78     | 30      | 34.5   |
| TKZ-M5615-3 | 中 (M)     | 真鍮製    | 73     | 29      | 31     |
| TKZ-M5615-4 | 小 (S)     | 真鍮製    | 66     | 28      | 29.5   |
| TKZ-M5618-2 | 大 (L)     | ステンレス製 | 90     |         | 36     |
| TKZ-M5618-3 | 中 (M)     | ステンレス製 | 85     |         | 33     |
| TKZ-M5618-4 | 小 (S)     | ステンレス製 | 82     |         | 30     |
| TKZ-M5618-6 | 極小 (SS)   | ステンレス製 | 70     |         | 25     |



TKZ-M5615-3

TKZ-M5618-2



TKZ-M5610

TKZ-M5610  
手術用膣鏡 安藤型  
(1組)

卵管鏡下卵管形成術 (FT) 用鉗子・膣鏡



TKZ-M5558  
FT子宮鉗子



TKZ-M5508  
FT膣鏡



TKZ-F1181-5




TKZ-F1181-6

併式高砂ピンセット

| 製品番号        | 種別       |
|-------------|----------|
| TKZ-F1181-5 | 無鈎 180mm |
| TKZ-F1181-6 | 有鈎 180mm |


TKZ-F1181-7



TKZ-F1181-8

併式高砂ピンセット

| 製品番号        | 種別       |
|-------------|----------|
| TKZ-F1181-7 | 無鈎 230mm |
| TKZ-F1181-8 | 有鈎 230mm |



アドソンピンセット

| 製品番号        | 種別       |
|-------------|----------|
| TKZ-F2196-1 | 無鈎 125mm |
| TKZ-F2196-2 | 有鈎 125mm |



併式五爪ピンセット

| 製品番号         | 種別    |
|--------------|-------|
| TKZ-F1184-15 | 150mm |
| TKZ-F1184-18 | 180mm |

TKZ-M5523



TKZ-M5523

先銀製子宮消息子 330mm

TKZ-M5543



TKZ-M5543

ライヘルシャルト  
キューレットゾンデ 270mm

TKZ-S7220-1L



外科吸引管 直型 270 mm

| 製品番号         | 種別/筒外径    |
|--------------|-----------|
| TKZ-S7220-1L | 太 φ 12 mm |
| TKZ-S7220-1S | 細 φ 8 mm  |

TKZ-S7220-2L



外科吸引管 曲型 265 mm

| 製品番号         | 種別/筒外径    |
|--------------|-----------|
| TKZ-S7220-2L | 太 φ 12 mm |
| TKZ-S7220-2S | 細 φ 8 mm  |

TKZ-S7221-1



日影氏吸引管 255 mm


| 製品番号        | 種別/筒外径     |
|-------------|------------|
| TKZ-S7221-1 | 太 φ 12 mm  |
| TKZ-S7221-2 | 中 φ 9.5 mm |
| TKZ-S7221-3 | 細 φ 8 mm   |


TKZ-S7221-1K



日影氏吸引管 ルアーロックタイプ 275 mm

| 製品番号         | 種別/筒外径    |
|--------------|-----------|
| TKZ-S7221-1K | 太 φ 12 mm |
| TKZ-S7221-2K | 中 φ 10 mm |
| TKZ-S7221-3K | 細 φ 8 mm  |






**TKZ-M5553**  
塚原型膣部鉗子  
250 mm



**TKZ-M5550**  
マルチン型単鉤鉗子  
255 mm



**TKZ-M5551**  
ミュゾー型双鉤鉗子  
255 mm



**TKZ-M5555**  
綿紗鉗子 240 mm



**TKZ-M5557-1**  
T式スポンジ鉗子  
溝有り 245 mm



**TKZ-M5554**  
T式ケイリス鉗子  
240 mm



TKZ-M5720-1



TKZ-M5720-1

吾妻型子宮頸管拡張器 No.1 ~ No.12 組

M5720-1 セット内ブージーの太さ (mm)

|                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| No.1 : $\phi$ 4   | No.5 : $\phi$ 6.5 | No.9 : $\phi$ 8.5  |
| No.2 : $\phi$ 5   | No.6 : $\phi$ 7   | No.10 : $\phi$ 9   |
| No.3 : $\phi$ 5.5 | No.7 : $\phi$ 7.5 | No.11 : $\phi$ 9.5 |
| No.4 : $\phi$ 6   | No.8 : $\phi$ 8   | No.12 : $\phi$ 10  |

TKZ-M5720-2



TKZ-M5720-2

吾妻型子宮頸管拡張器 No.13 ~ No.20 組


M5720-2 セット内ブージーの太さ (mm)

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| No.13: $\phi$ 11 | No.16: $\phi$ 14 | No.19: $\phi$ 17 |
| No.14: $\phi$ 12 | No.17: $\phi$ 15 | No.20: $\phi$ 18 |
| No.15: $\phi$ 13 | No.18: $\phi$ 16 |                  |

鈍匙 クリップ型

| 製品番号         | 種別               |
|--------------|------------------|
| TKZ-M5735-04 | No.04 (No. 0000) |
| TKZ-M5735-03 | No.03 (No. 000)  |
| TKZ-M5735-02 | No.02 (No. 00)   |
| TKZ-M5735-0  | No. 0            |
| TKZ-M5735-1  | No. 1            |
| TKZ-M5735-2  | No. 2            |
| TKZ-M5735-3  | No. 3            |


TKZ-M5735-3




鋭匙 キュレット型

| 製品番号        | 種別    |
|-------------|-------|
| TKZ-M5734-1 | No. 1 |
| TKZ-M5734-2 | No. 2 |
| TKZ-M5734-3 | No. 3 |
| TKZ-M5734-4 | No. 4 |
| TKZ-M5734-5 | No. 5 |

TKZ-M5734-5




TKZ-M5741-3



胎盤鉗子 小鷹型 265 mm

| 製品番号        | 種別    |
|-------------|-------|
| TKZ-M5741-1 | No. 1 |
| TKZ-M5741-2 | No. 2 |
| TKZ-M5741-3 | No. 3 |
| TKZ-M5741-4 | No. 4 |
| TKZ-M5741-5 | No. 5 |
| TKZ-M5741-6 | No. 6 |

TKZ-M5743-12




胎盤鉗子 日母型 240 mm

| 製品番号          | 種別       |
|---------------|----------|
| TKZ-M5743-4.5 | 幅 4.5 mm |
| TKZ-M5743-6   | 幅 6 mm   |
| TKZ-M5743-9   | 幅 9 mm   |
| TKZ-M5743-12  | 幅 12 mm  |
| TKZ-M5743-15  | 幅 15 mm  |

胎盤鉗子 ネジ止 245 mm

| 製品番号         | 種別      |
|--------------|---------|
| TKZ-M5744-18 | 幅 18 mm |
| TKZ-M5744-21 | 幅 21 mm |
| TKZ-M5744-24 | 幅 24 mm |

TKZ-M5740-3



胎盤鉗子 高山型 275 mm

| 製品番号        | 種別    |
|-------------|-------|
| TKZ-M5740-1 | No. 1 |
| TKZ-M5740-2 | No. 2 |
| TKZ-M5740-3 | No. 3 |
| TKZ-M5740-4 | No. 4 |



TKZ-M5531  
骨盤計 マルチン型



TKZ-M5530  
骨盤計 ブライスキー型



TKZ-M5805  
産科鉗子 ネーゲル型 360mm



TKZ-M5807  
産科鉗子 キーランド型



TKZ-M5678  
明城分娩べら  
340mm



TKZ-M5680  
沢崎分娩べら  
390mm



TKZ-M5686-1



粘膜鉗子

| 製品番号        | 種別         |
|-------------|------------|
| TKZ-M5686-1 | 150 mm     |
| TKZ-M5686-2 | 190 mm     |
| TKZ-M5686-3 | T字型 190 mm |


TKZ-M5683



小石型 帝切用鉗子

| 製品番号      | 種別       |
|-----------|----------|
| TKZ-M5683 | 曲 200 mm |
| TKZ-M5684 | 直 210 mm |


TKZ-M5661




**TKZ-M5661**  
子宮把持鉗子  
DeBaKey 215 mm



**TKZ-M5662**  
鋸刃鉗子 強弯 240 mm



**TKZ-E2010-20**  
BOXドベーカー無傷性止血鉗子  
直 200 mm



**TKZ-E2110-20**  
BOXドベーカー無傷性止血鉗子  
反 200 mm

TKZ-M5724



**TKZ-M5724**  
靱帯鉗子 190mm



ミクリツツ腹膜鉗子

製品番号

種別



**TKZ-F1270-1**

外し 205mm

**TKZ-F1270-2**

BOX 220mm

TKZ-E938-2



BOXコッヘル止血鉗子 145mm

製品番号

種別

**TKZ-E938-2**

有鉤 直型

**TKZ-E940-2**

有鉤 反型


**TKZ-E944-2**

無鉤 直型

**TKZ-E946-2**

無鉤 反型

TKZ-E954-4



E954-1 E954-2 E954-3 E954-4

BOXコッヘル止血鉗子 160mm

製品番号

種別

**TKZ-E954-1**

有鉤 直型

**TKZ-E954-2**

有鉤 反型


**TKZ-E954-3**

無鉤 直型

**TKZ-E954-4**

無鉤 反型

TKZ-E939-3



E937-3 E939-3 E943-3 E945-3

外しコッヘル止血鉗子 185mm

製品番号

種別

**TKZ-E937-3**

有鉤 直型

**TKZ-E939-3**

有鉤 反型



**TKZ-E943-3**

無鉤 直型

**TKZ-E945-3**

無鉤 反型

TKZ-E938-3



E938-3 E940-3 E944-3 E946-3

BOXコッヘル止血鉗子 185mm

製品番号

種別

**TKZ-E938-3**

有鉤 直型

**TKZ-E940-3**

有鉤 反型

**TKZ-E944-3**

無鉤 直型

**TKZ-E946-3**

無鉤 反型

TKZ-K1053-22

BOXコッヘル止血鉗子  
200mm

| 製品番号     | 種別    |
|----------|-------|
| K1052-20 | 無鉤 直型 |
| K1053-20 | 無鉤 反型 |
| K1054-20 | 有鉤 直型 |
| K1055-20 | 有鉤 反型 |

BOXコッヘル止血鉗子  
220mm

| 製品番号     | 種別    |
|----------|-------|
| K1052-22 | 無鉤 直型 |
| K1053-22 | 無鉤 反型 |
| K1054-22 | 有鉤 直型 |
| K1055-22 | 有鉤 反型 |

K1052-20

K1053-20

K1054-20

K1055-20


K1052-22

K1053-22

K1054-22

K1055-22

TKZ-E952-1




TKZ-E951-1 TKZ-E951-2 TKZ-E952-1 TKZ-E952-2

BOXモスキート止血鉗子 125mm

| 製品番号       | 種別    |
|------------|-------|
| TKZ-E951-1 | 有鉤 直型 |
| TKZ-E951-2 | 有鉤 反型 |
| TKZ-E952-1 | 無鉤 直型 |
| TKZ-E952-2 | 無鉤 反型 |

TKZ-TC1421



弱弯 中弯 強弯

小児用BOXモスキート止血鉗子 180mm (小児用ケリー)

| 製品番号       | 種別 |
|------------|----|
| TKZ-TC1420 | 弱弯 |
| TKZ-TC1421 | 中弯 |
| TKZ-TC1422 | 強弯 |

TKZ-E1127C-1

弱弯 中弯 強弯

BOXケリー鉗子 細型 220mm

| 製品番号         | 種別 |
|--------------|----|
| TKZ-E1127C-1 | 弱弯 |
| TKZ-E1127C-2 | 中弯 |
| TKZ-E1127C-3 | 強弯 |

TKZ-E1127A-3


弱弯 中弯 強弯

BOXケリー鉗子 220mm

| 製品番号         | 種別 |
|--------------|----|
| TKZ-E1127A-1 | 弱弯 |
| TKZ-E1127A-2 | 中弯 |
| TKZ-E1127A-3 | 強弯 |



TKZ-  
E1135-2



BOXケリー鉗子 240 mm

| 製品番号        | 種別 |
|-------------|----|
| TKZ-E1135-2 | 弱弯 |
| TKZ-E1135-3 | 中弯 |
| TKZ-E1135-4 | 強弯 |

|             |    |
|-------------|----|
| TKZ-E1135-2 | 弱弯 |
| TKZ-E1135-3 | 中弯 |
| TKZ-E1135-4 | 強弯 |



弱弯

強弯

T式ケリー剥離鉗子

| 製品番号      | 種別        |
|-----------|-----------|
| TKZ-F2621 | 弱弯 220 mm |
| TKZ-F2622 | 強弯 220 mm |

種別

|           |           |
|-----------|-----------|
| TKZ-F2621 | 弱弯 220 mm |
| TKZ-F2622 | 強弯 220 mm |



T式ケリー

ライトアングル鉗子 横溝

| 製品番号        | 全長     |
|-------------|--------|
| TKZ-F2625-1 | 240 mm |
| TKZ-F2625-2 | 200 mm |


全長

|             |        |
|-------------|--------|
| TKZ-F2625-1 | 240 mm |
| TKZ-F2625-2 | 200 mm |



TKZ-F2626-1

BOXケリー鉗子 S字型  
タイプA 220 mm



TKZ-F2680-1

TKZ-F2682-1

TKZ-F2681-2

ロング剪刀クーパー

| 製品番号        | 全長 / 刃長        |
|-------------|----------------|
| TKZ-F2680-1 | 270 mm / 48 mm |
| TKZ-F2680-2 | 300 mm / 58 mm |

全長 / 刃長

TKZ-F2680-1 270 mm / 48 mm

TKZ-F2680-2 300 mm / 58 mm

ロング剪刀メーヨー

| 製品番号        | 全長 / 刃長        |
|-------------|----------------|
| TKZ-F2682-1 | 300 mm / 58 mm |
| TKZ-F2682-2 | 350 mm / 60 mm |

全長 / 刃長

TKZ-F2682-1 300 mm / 58 mm

TKZ-F2682-2 350 mm / 60 mm

ロング剪刀メッツェンバウム

| 製品番号        | 全長 / 刃長        |
|-------------|----------------|
| TKZ-F2681-1 | 280 mm / 45 mm |
| TKZ-F2681-2 | 350 mm / 60 mm |

全長 / 刃長

TKZ-F2681-1 280 mm / 45 mm

TKZ-F2681-2 350 mm / 60 mm

TKZ-F1174-1



外科手術用剪刀 145mm

| 製品番号        | 種別    |
|-------------|-------|
| TKZ-F1173-1 | ネジ 鈍直 |
| TKZ-F1173-2 | ネジ 鈍反 |
| TKZ-F1174-1 | 外し 鈍直 |
| TKZ-F1174-2 | 外し 鈍反 |

シムス子宮剪刀 外し

| 製品番号         | 種別       |
|--------------|----------|
| TKZ-M5651-1S | 鈍直 180mm |
| TKZ-M5651-1C | 鈍反 180mm |
| TKZ-M5651-2S | 鈍直 200mm |
| TKZ-M5651-2C | 鈍反 200mm |



シムス子宮剪刀 ネジ

| 製品番号         | 種別       |
|--------------|----------|
| TKZ-M5652-1S | 鈍直 180mm |
| TKZ-M5652-1C | 鈍反 180mm |
| TKZ-M5652-2S | 鈍直 200mm |
| TKZ-M5652-2C | 鈍反 200mm |

TKZ-F1175-2



メーヨー剪刀 直

| 製品番号        | 種別    |
|-------------|-------|
| TKZ-F1175-1 | 140mm |
| TKZ-F1175-2 | 160mm |
| TKZ-F1175-3 | 180mm |
| TKZ-F1175-4 | 200mm |

TKZ-F1176-2



メーヨー剪刀 反

| 製品番号        | 種別    |
|-------------|-------|
| TKZ-F1176-1 | 140mm |
| TKZ-F1176-2 | 160mm |
| TKZ-F1176-3 | 180mm |
| TKZ-F1176-4 | 200mm |



TKZ-M5855

臍帯剪刀 155mm

TKZ-E1035



メーヨーヘガール持針器

| 製品番号        | 種別     |
|-------------|--------|
| TKZ-E1035-1 | 125 mm |
| TKZ-E1035-2 | 140 mm |
| TKZ-E1035-3 | 160 mm |
| TKZ-E1035-4 | 190 mm |
| TKZ-E1035-5 | 210 mm |

TKZ-M5856

臍帯剪刀 東大型155 mm



TKZ-HB2202



チップ付  
メーヨーヘガール持針器

| 製品番号       | 種別     |
|------------|--------|
| TKZ-HB2200 | 140 mm |
| TKZ-HB2201 | 160 mm |
| TKZ-HB2202 | 180 mm |
| TKZ-HB2203 | 200 mm |
| TKZ-HB2204 | 230 mm |
| TKZ-HB2205 | 260 mm |
| TKZ-HB2206 | 300 mm |

TKZ-HB2217



チップ付  
クライルウッド持針器  
先細タイプ

| 製品番号       | 種別     |
|------------|--------|
| TKZ-HB2215 | 150 mm |
| TKZ-HB2216 | 180 mm |
| TKZ-HB2217 | 200 mm |
| TKZ-HB2218 | 230 mm |
| TKZ-HB2220 | 260 mm |



TKZ-HB2213



TKZ-HB2213

チップ付ハルセー持針器  
先細タイプ 125 mm



TKZ-HB2209



チップ付オルセンヘガール  
剪刀付持針器

| 製品番号       | 種別     |
|------------|--------|
| TKZ-HB2208 | 140 mm |
| TKZ-HB2209 | 160 mm |
| TKZ-HB2210 | 180 mm |

TKZ-E1032-2



BOXマッチュー持針器

| 製品番号        | 種別     |
|-------------|--------|
| TKZ-E1032-1 | 160 mm |
| TKZ-E1032-2 | 190 mm |
| TKZ-E1032-3 | 210 mm |

TKZ-HB2232



チップ付マッチュー持針器  
仏型 BOX

| 製品番号       | 種別     |
|------------|--------|
| TKZ-HB2231 | 170 mm |
| TKZ-HB2232 | 200 mm |
| TKZ-HB2233 | 230 mm |

TKZ-HB2235



チップ付マッチュー持針器 細型  
仏型 BOX

| 製品番号       | 種別     |
|------------|--------|
| TKZ-HB2234 | 190 mm |
| TKZ-HB2235 | 210 mm |

TKZ-E1036



ローゼル持針器

| 製品番号        | 種別     |
|-------------|--------|
| TKZ-E1036-1 | 190 mm |
| TKZ-E1036-2 | 210 mm |


TKZ-E1053



チップ付ローゼル持針器

| 製品番号        | 種別     |
|-------------|--------|
| TKZ-E1053-1 | 190 mm |
| TKZ-E1053-2 | 210 mm |


TKZ-F1265-1



ホーツェル二弁腹壁固定器

| 製品番号        | 左右弁             |
|-------------|-----------------|
| TKZ-F1265-1 | 大 65 mm × 55 mm |
| TKZ-F1265-2 | 中 57 mm × 45 mm |
| TKZ-F1265-3 | 小 50 mm × 40 mm |
|             | 幅 × 深さ          |

左右弁




吾妻三弁腹壁固定器

| 製品番号        | 左右弁             | 中弁            |
|-------------|-----------------|---------------|
| TKZ-F1266-1 | 大 65 mm × 55 mm | 67 mm × 67 mm |
| TKZ-F1266-2 | 中 57 mm × 45 mm | 61 mm × 63 mm |
| TKZ-F1266-3 | 小 50 mm × 40 mm | 60 mm × 58 mm |
|             | 幅 × 深さ          | 幅 × 深さ        |

TKZ-F1266-1

TKZ-F1238-2



TKZ-F1238-6

ランゲンバック扁平鉤 210 mm

| 製品番号        | 規格  | 幅     | 深さ    |
|-------------|-----|-------|-------|
| TKZ-F1238-1 | 0号  | 8 mm  | 20 mm |
| TKZ-F1238-2 | 1 A | 10 mm | 25 mm |
| TKZ-F1238-3 | 2 A | 13 mm | 40 mm |
| TKZ-F1238-4 | 2 B | 13 mm | 60 mm |
| TKZ-F1238-5 | 3 A | 18 mm | 40 mm |
| TKZ-F1238-6 | 3 B | 18 mm | 60 mm |
| TKZ-F1238-7 | 3 C | 18 mm | 85 mm |
| TKZ-F1238-8 | 4 A | 25 mm | 60 mm |
| TKZ-F1238-9 | 4 B | 25 mm | 85 mm |

※鉤サイズ特寸承ります

TKZ-F1236



TKZ-F1236

直角鉤 幅 30 mm × 深 90 mm 全長 220 mm

TKZ-F1249-3



フリッチ腹壁鉤

| 製品番号        | 幅     | 全長     |
|-------------|-------|--------|
| TKZ-F1249-1 | 30 mm | 235 mm |
| TKZ-F1249-2 | 38 mm | 240 mm |
| TKZ-F1249-3 | 60 mm | 250 mm |


TKZ-F1232-1



Y字双鉤 全長 215mm

| 製品番号        | 鉤深さ  | 鉤幅 / 谷幅    |
|-------------|------|------------|
| TKZ-F1232-1 | 35mm | 11mm / 4mm |
| TKZ-F1232-2 | 25mm | 11mm / 4mm |

TKZ-F1334



TKZ-F1334

ミクリツツ腸圧定筥  
幅 30mm 全長 250mm

リンパ鉤 直角 幅20mm 全長210mm



| 製品番号        | 種別         |
|-------------|------------|
| TKZ-F2661-1 | 大 深さ 180mm |
| TKZ-F2661-2 | 中 深さ 150mm |
| TKZ-F2661-3 | 小 深さ 120mm |

TKZ-M5390



TKZ-M5390

膀胱鉤  
全長 190mm  
幅 42mm  
深さ 125mm

TKZ-M5643-1



手術用圧排鉤

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| TKZ-M5643-1 | 大               |
| 全長 200mm    | 幅 30mm 深さ 155mm |
| TKZ-M5643-2 | 小               |
| 全長 200mm    | 幅 26mm 深さ 115mm |

TKZ-M5722



TKZ-M5722

婦人科直角鉤  
全長 200mm 幅 35mm 深さ 180mm



TKZ-M5644-1



東大式膀胱鉤

TKZ-M5644-1

全長 220mm 幅 45mm 深さ 95mm

TKZ-M5644-2 幅広

全長 220mm 幅 60mm 深さ 95mm

TKZ-M5646



明城型スパーテル

TKZ-M5646-1 大

全長 295mm 幅 40mm 鉤長 115mm

TKZ-M5646-2 小

全長 285mm 幅 30mm 鉤長 105mm



TKZ-M5647

直腸圧定鉤

幅 29mm 全長 310mm


お問い合わせ先

高砂医科工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8

TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361

E-mail: hongo@takasagoika.co.jp



柔軟性腸圧定筥（ニッケルメッキ）※特寸承ります

| 製品番号           | 幅    | 厚さ    | 全長            |
|----------------|------|-------|---------------|
| TKZ-TC1921-S   | 10mm | 1mm   | 200mm<br>※小児用 |
| TKZ-TC1921-M   | 14mm |       |               |
| TKZ-TC1921-L   | 18mm |       |               |
| TKZ-F1332-1NK  | 20mm | 2mm   | 330mm         |
| TKZ-F1332-2NK  | 25mm |       |               |
| TKZ-F1332-3NK  | 30mm |       |               |
| TKZ-F1332-4NK  | 35mm | 1.5mm | 365mm         |
| TKZ-F1332-5NK  | 40mm |       |               |
| TKZ-F1332-6NK  | 45mm |       |               |
| TKZ-F1332-7NK  | 50mm | 1.5mm | 365mm         |
| TKZ-F1332-8NK  | 60mm |       |               |
| TKZ-F1332-9NK  | 70mm |       |               |
| TKZ-F1332-10NK | 80mm |       |               |