

会社住所、許可番号	1
御挨拶、会社経歴及び沿革	2
会社全景	3
高砂オリジナル TAKASAGO® Original	4～43
高砂受託生産品 Original Design Manufacturing	44～51
刀類 Knives	52
剪刀 Scissors	53～62
ピンセット Dressing and Tissue Forceps	63～70
持針器 Needle Holders	71～75
縫合器械 Suturing Instruments	76～78
縫合針 Suture Needles	79～81
止血鉗子 Hemostatic Forceps	82～92
剥離及び結紮鉗子 Dissecting and Ligature Forceps	93～99
組織把持鉗子、タオル鉗子、ビニール鉗子、舌鉗子 Tissue Grasping Forceps, Towel Clamps, Tubing Clamps, Tongue Forceps	100～111
消毒鉗子、スポンジ鉗子 Swab and Sponge Holding Forceps	112～113
鉤類 Retractors	114～122
開創器 Self-Retaining Retractors	123～128
開腹鉤 Abdominal Retractors	129～135
骨ヤスリ、骨膜起子、骨膜剥離子 Bone Files and Rasps, Periosteal Elevators and Raspatories	136～138
のみ(両刃、片刃、両刃) Bone Chisels, Osteotomes and Gouges	139～140
骨鋭匙、鋭匙、鈍匙 Sharp Bone Scoops and Curettes	141～142

骨鉗子 Bone Rongeurs	143～144
骨剪刀 Bone Cutting Forceps	145～146
骨把持鉗子 Bone Holding Forceps	147～149
腸鉗子、胃鉗子 Stomach, Intestinal Forceps	150～153
肛門鏡 Rectum Specula	154
婦人科・産科器械 Gynecological/Obstetrical Instruments	155～164
胆嚢、腎臓、肝臓、泌尿器械 Instruments for Gall Bladder, Kidney, Liver, Urology	165～170
胸部外科器械 Thoracic Surgery	171～177
心臓、血管外科 Cardiovascular Surgery	178～195
マイクロ手術器械 Microsurgery	196～203
脳外科器械 Neurosurgery	204
消息子、有溝消息子、捲綿子、吸引管 Probes, Directors, Cotton Carriers, Suction tubes	205～206
眼科手術器械 Ophthalmology	207～208
耳鼻咽喉科器械 E.N.T. Instruments(Ear, Nose and Throat Instruments)	209～218
整形外科手術器械 Orthopedic Surgery	219～222
包帯剪刀、ギブス刀、ギブス剪刀 Bandage and Plaster Cast Instruments	223
リングカッター、爪切り鉗子・剪刀、打撃器、舌圧子 Dermal Instruments, Chiropody, Percussion Hammers, Tongue Depressors	224～225
高砂小児外科手術器械 Takasago Pediatric Operating Instruments	226～231
解剖、病理解剖器械 Post Mortem and Dissecting Instruments	232～235
その他の器械 Other Instruments	235～236

TAKATZ®エコノミーシリーズ	TAKATZ® Economy Instruments	237～238
手術器械セット	セットものの表記	239
手術器械セット (品名表記)	TKZ-class 1 気管切開術	240
	TKZ-class 2 切開手術	240
	TKZ-class 3 静脈切開	240～241
	TKZ-class 4 食道(中部)切除術	241
	TKZ-class 5 心臓手術の主要器具	242～243
	TKZ-class 6 乳房切断術	243
	TKZ-class 7 甲状腺摘出術	243～244
	TKZ-class 8 胆嚢摘出術	244～245
	TKZ-class 9 胸部成形術の主要器具	245
	TKZ-class 10 虫垂切除手術器械	245～246
	TKZ-class 11 胃切除術	246～247
	TKZ-class 12 肋骨切除術の主要手術器具	247
	TKZ-class 13 肺葉切除術の主要手術器具	248
	TKZ-class 14 ヘルニア根治術	248～249
	TKZ-class 15 開腹手術	249
	TKZ-class 16 骨折整復固定術	250
	TKZ-class 17 椎弓切除術	250～251
	TKZ-class 18 リンパ管造影セット	252
	TKZ-class 19 痔核切除術	252
	TKZ-class 20 直腸切断術	252～253
	TKZ-class 21 腸重積症手術の器械セット	253～254
	TKZ-class 22 膣式帝王切開術	254～255
	TKZ-class 23 腹式帝王切開術	255
	TKZ-class 24 陰茎切断術	256
	TKZ-class 25 尿管・回腸・膀胱吻合術	256～257
	TKZ-class 26 産科縫合	257
	TKZ-class 27 包茎手術	257
	TKZ-class 28 人口妊娠中絶術	257～258
	TKZ-class 29 臍形成術	258～259
	TKZ-class 30 臍の手術	259
その他の器械2	Other Instruments 2	260～261



<高砂>一般手術器械カタログ



ISO 13485

認証取得

本社、柏工場

第一種医療機器製造販売業 13B1X00245
医療機器製造業 12BZ200185
医療機器修理業 12BS200204
高度管理医療機器等販売業 4301050500007



高砂医科工業株式会社

本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目42番2号
TEL: 03(3812)2668 FAX: 03(3812)4390
E-mail: hq@takasagoika.co.jp
URL: <http://www.takasagoika.co.jp>

本郷営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目43番8号
TEL: 03(3815)0156 FAX: 03(3815)5361
E-mail: hongo@takasagoika.co.jp

高砂事務所 〒125-0054 東京都葛飾区高砂2丁目33番3号

柏 工 場 〒277-0806 千葉県柏市柏インター東5番11号
TEL: 04(7128)7345 FAX: 04(7128)7346

御挨拶

鋼製医科器械の総合型録2021年度版をこの度発刊しました。

弊社は鋼製医科器械の専門店として生産、販売を一括して行い、直接顧客の要望を製品の向上に生かし新製品の開発に傾注しております。

常時熟練工が仕上げた高砂製品を豊富に取り揃えております。

1982年10月にタカソー精器株式会社を吸収合併しました。

製品にはTakasago®のマークの他に、TAKATZ®のマークの二つのブランド名があります。

1935年の創業以来皆様のご要望に御答えしつつ信頼を得てまいりました。今後とも弊社の製品を末永く御利用下さるよう宜しくお願い申し上げます。

2021年8月吉日

高砂医科工業株式会社



代表取締役社長

白川 博 春

経歴及び沿革

社 名	高砂医科工業株式会社
創 立	昭和10年4月1日
本 社 所 在 地	〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目42番2号
本郷営業所所在地	〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目43番8号
高砂事務所所在地	〒125-0054 東京都葛飾区高砂2丁目33番3号
柏 工 場 所 在 地	〒277-0806 千葉県柏市柏インター東5番11号
会 社 の 目 的	医科手術器械の製造販売及び医科手術器械の輸入並びに輸出
会 社 の 沿 革	昭和10年 4月 東京都荒川区日暮里にて創業
	昭和19年 5月 茨城県行方郡麻生町に疎開のため移転
	昭和24年 6月 東京都荒川区日暮里に復帰
	昭和27年12月 東京都葛飾区高砂に移転
	昭和29年 7月 高砂医科工業有限公司設立
	昭和40年 8月 石下工場新設
	昭和53年10月 高砂医科工業株式会社に変更
	昭和57年10月 タカソー精器株式会社を吸収合併し、 高砂医科工業(株)本郷営業所とする。
	平成11年10月 東京都文京区本郷3丁目42番2号に本社移転
	平成18年 1月 ISO13485:2003を認証取得(Certificate No.2006-OSL-AQ-0394)
	平成28年11月 柏工場竣工
	平成31年2月 ISO13485:2016を認証取得(Certificate No.249364-2017-AQ-JPN-NA-PS Rev.1.0)※本社柏工場で取得



本社



柏工場正面



本郷営業所



柏工場

はじめに

鋼製医科手術器械器具は、現在ではほとんどステンレス鋼を材料として使用しておりますが、医科向では特にJISG 4303におけるステンレス鋼棒のSUS 420J1～SUS 420J2を使用しております関係上「錆」の問題が出ます。

製品につきましては厳重なチェックをした後、出荷しておりますが、弊社では特に製品の末長い御利用をいただく為に、下記の点について御客様各位のご注意を願っております。

○消毒後高温の内に乾燥する。

○鉗子・剪刀等は関節部の汚れをきれいにしておき、特に関節部・刃先は乾燥後、防錆油等で防錆処理をする。

○消毒器内の水は、薬品等による酸性化を防ぐ。

次に、カタログ上の製品はつねに、術者の使用上の問題で改良・改作という問題がおきますので、カタログ記載の写真と製品とが一致しない場合も考えられます。あらかじめ御了承願います。

また当社の製品は一丁ごとに、厳重に点検を行っておりますが、表面上の「なめらかさ」も重要な点検のひとつです。

どうか不幸にも、製品の御返却の場合には、大事に取り扱っていただきたいと願っております。

追記:本カタログには製品名、製品写真の脇に**終**の表記があるものは、弊社での製造または取り扱いを終了している製品、**受**の表記があるものは完全受注生産の製品です。

営業部