


### BOXペアン止血鉗子

Rochester-Pean (コツヘル無鉤)


無鉤 直型	種別	mm	in.	無鉤 反型
TKZ-E944-1	眼科用	110	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E946-1
TKZ-K1052-12 受	小児用	125	5	TKZ-K1053-12 受
TKZ-E944-2		145	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E946-2
TKZ-E954-3		160	6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E954-4
TKZ-E944-3		185	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E946-3
TKZ-K1052-20		200	8	TKZ-K1053-20
TKZ-K1052-22		220	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-K1053-22
TKZ-K1052-24		240	9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	TKZ-K1053-24
TKZ-K1052-26		260	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-K1053-26
TKZ-K1052-30		300	12	TKZ-K1053-30



### BOXコツヘル止血鉗子

Ochsner-Kocher (コツヘル有鉤)

有鉤 直型	種別	mm	in.	有鉤 反型
TKZ-E938-1	眼科用	110	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E940-1
TKZ-E938-2		145	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E940-2
TKZ-E954-1		160	6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E954-2
TKZ-E938-3		185	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E940-3
TKZ-K1054-20		200	8	TKZ-K1055-20
TKZ-K1054-22		220	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-K1055-22
TKZ-K1054-24		240	9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	TKZ-K1055-24
TKZ-K1054-26		260	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-K1055-26
TKZ-K1054-30		300	12	TKZ-K1055-30



### ハルステッドモスキート止血鉗子 無鉤

Halstead-Mosquito (モスキートペアン)

straight/直型	種別	mm	in.	curved/反型
TKZ-K1174-10	小児用	95	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-K1175-10
TKZ-E957-3		110	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E957-4
TKZ-E952-1		125	5	TKZ-E952-2
	小児用	125	5	TKZ-TC1417 ~ 18
TKZ-K1186-12	マイクロ	125	5	TKZ-K1187-12
	VA用	125	5	TKZ-X001
TKZ-E952-3		160	6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E952-4
TKZ-TC1419	小児用	180	7	TKZ-TC1420 ~ 22




### ハルステッドモスキート止血鉗子 有鉤

Halstead-Mosquito (モスキートコツヘル)

straight/直型	種別	mm	in.	curved/反型
TKZ-K1176-10	小児用	95	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-K1177-10
TKZ-E957-1		110	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E957-2
TKZ-E951-1		125	5	TKZ-E951-2
TKZ-E951-3		160	6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	TKZ-E951-4

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。



TKZ-8350-08 TKZ-8352-09 TKZ-8354-10 TKZ-8356-12 TKZ-8360-07 TKZ-8362-08 TKZ-8364-09 TKZ-8366-11

ドバーキーブルドッククランプ (クロスアクションタイプ)

製品番号	先端幅	全長
TKZ-8350-08	直 20mm	80mm
TKZ-8352-09	直 30mm	90mm
TKZ-8354-10	直 45mm	100mm
TKZ-8356-12	直 68mm	125mm

製品番号	先端幅	全長
TKZ-8360-07	反 20mm	75mm
TKZ-8362-08	反 30mm	85mm
TKZ-8364-09	反 45mm	95mm
TKZ-8366-11	反 68mm	115mm

TKZ-X032

TKZ-E935B-13

TKZ-E940-1

TKZ-E944-1



**TKZ-X032**  
ドバーキー  
クロスアクション  
ブルドック  
全長 54mm 角弯

BOX麦粒状ペアン鉗子

製品番号	種別
TKZ-E935B-13	130mm
TKZ-E934	160mm
TKZ-E935B-18	180mm

BOXコッヘル止血鉗子 有鉤  
(眼科用コッヘル) 110mm


製品番号	種別
TKZ-E938-1	直型
TKZ-E940-1	反型

BOXコッヘル止血鉗子 無鉤  
(眼科用コッヘル) 110mm

製品番号	種別
TKZ-E944-1	直型
TKZ-E946-1	反型

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。


TKZ-E937-2



TKZ-E937-2

TKZ-E939-2


TKZ-E945-2



TKZ-E943-2

TKZ-E945-2


TKZ-E938-2



TKZ-E938-2

TKZ-E940-2

TKZ-E946-2



TKZ-E944-2

TKZ-E946-2


外しコッヘル止血鉗子 145mm

製品番号	種別	製品番号	種別
TKZ-E937-2	有鉤 直	TKZ-E943-2	無鉤 直
TKZ-E939-2	有鉤 反	TKZ-E945-2	無鉤 反

BOXコッヘル止血鉗子 145mm

製品番号	種別	製品番号	種別
TKZ-E938-2	有鉤 直	TKZ-E944-2	無鉤 直
TKZ-E940-2	有鉤 反	TKZ-E946-2	無鉤 反


TKZ-E939-3



TKZ-E937-3

TKZ-E939-3


TKZ-E943-3



TKZ-E943-3

TKZ-E945-3


TKZ-E938-3



TKZ-E938-3

TKZ-E940-3

TKZ-E946-3



TKZ-E944-3

TKZ-E946-3

外しコッヘル止血鉗子 185mm

製品番号	種別	製品番号	種別
TKZ-E937-3	有鉤 直	TKZ-E943-3	無鉤 直
TKZ-E939-3	有鉤 反	TKZ-E945-3	無鉤 反

BOXコッヘル止血鉗子 185mm

製品番号	種別	製品番号	種別
TKZ-E938-3	有鉤 直	TKZ-E944-3	無鉤 直
TKZ-E940-3	有鉤 反	TKZ-E946-3	無鉤 反





※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-E951-1

TKZ-E952-2

TKZ-E951-3

TKZ-E952-4



BOXモスキート止血鉗子 125mm

製品番号	種別
TKZ-E951-1	有鉤 直型
TKZ-E951-2	有鉤 反型
TKZ-E952-1	無鉤 直型
TKZ-E952-2	無鉤 反型

BOXモスキート止血鉗子 160mm





製品番号	種別
TKZ-E951-3	有鉤 直型
TKZ-E951-4	有鉤 反型
TKZ-E952-3	無鉤 直型
TKZ-E952-4	無鉤 反型

TKZ-E954-1

TKZ-E954-4

TKZ-E957-2

TKZ-E957-3



BOXコッヘル止血鉗子 160mm

製品番号	種別
TKZ-E954-1	有鉤 直型
TKZ-E954-2	有鉤 反型
TKZ-E954-3	無鉤 直型
TKZ-E954-4	無鉤 反型

BOXモスキート止血鉗子 110mm

製品番号	種別
TKZ-E957-1	有鉤 直型
TKZ-E957-2	有鉤 反型
TKZ-E957-3	無鉤 直型
TKZ-E957-4	無鉤 反型

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。


# 止血鉗子

# Hemostatic Forceps



TKZ-E956-1

TKZ-E956-2



## ジェッフエンバッハクレンメ

製品番号	種別
TKZ-E956-1-1	大直 60mm
TKZ-E956-1-2	大反 60mm
TKZ-E956-2-1	中直 45mm <b>終</b>
TKZ-E956-2-2	中反 45mm <b>終</b>
TKZ-E956-3-1	小直 40mm
TKZ-E956-3-2	小反 40mm

TKZ-E959-1

TKZ-E959-2



## ブルドック鉗子

製品番号	種別
TKZ-E959-1-1	大直 70mm
TKZ-E959-1-2	大反 70mm
TKZ-E959-2-1	小直 50mm
TKZ-E959-2-2	小反 50mm


TKZ-E2000-18

TKZ-E2100-18



## BOXドベーカー無傷性止血鉗子

製品番号	全長	製品番号	全長
TKZ-E2000-18	直 185mm	TKZ-E2100-18	反 185mm
TKZ-E2010-20	直 200mm	TKZ-E2110-20	反 200mm




## ベインブリッジリスター鉗子 Bainbridge

製品番号	mm	in.	
TKZ-K1028-15	150	6	<b>受</b>
TKZ-K1028-18	185	7 1/4	<b>受</b>
TKZ-K1029-15	150	6	<b>受</b>
TKZ-K1029-18	185	7 1/4	<b>受</b>

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

# 止血鉗子

## Hemostatic Forceps




直型

反型

ロチェスターカーマルトリストア鉗子  
Rochester-Carmalt

製品番号	種別	mm	in.	
TKZ-K1034-16	straight/ 直型	160	6 1/4	受
TKZ-K1034-20	直型	200	8	受
TKZ-K1035-16	curved/ 反型	160	6 1/4	受
TKZ-K1035-20	反型	200	8	受

TKZ-K1053-12




TKZ-K1052-12

TKZ-K1053-12

小児用ペアン止血鉗子 125mm

製品番号	種別	
TKZ-K1052-12	無鉤 直型	受
TKZ-K1053-12	無鉤 反型	受



直

弱弯

強弯

ヘイス止血鉗子 無鉤 Heiss

製品番号	種別	mm	in.
TKZ-K1076-18	直	180	7
TKZ-K1077-18	弱弯	180	7
TKZ-K1079-18	強弯	180	7
TKZ-K1076-21	直	210	8 1/4
TKZ-K1077-21	弱弯	210	8 1/4
TKZ-K1079-21	強弯	210	8 1/4



弱弯

中弯

強弯


深曲

ルンメル止血鉗子  
Rumel 230mm/9"

製品番号	種別	
TKZ-K1093-23	弱弯	受
TKZ-K1095-23	中弯	受
TKZ-K1097-23	強弯	受
TKZ-K1099-23	深曲	受




※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。



小児用モスquito止血鉗子  
Baby-Mosquito 95mm/3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"


製品番号	種別
TKZ-K1174-10	無鉤 直型
TKZ-K1175-10	無鉤 反型
TKZ-K1176-10	有鉤 直型
TKZ-K1177-10	有鉤 反型




マイクロ用  
モスquito止血鉗子

Micro-Halstead 125mm/5"


製品番号	種別
TKZ-K1186-12	無鉤 直型
TKZ-K1187-12	無鉤 反型



TKZ-TC1417  
小児用BOX強弯  
モスquito止血鉗子  
125mm



TKZ-TC1418  
小児用BOX強弯深曲  
モスquito止血鉗子  
125mm




小児用BOXモスquito  
止血鉗子 180mm  
(小児用ケリ)

製品番号	種別
TKZ-TC1419	直
TKZ-TC1420	弱弯
TKZ-TC1421	中弯
TKZ-TC1422	強弯

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

スーパー・モスキート

一般的なモスキート鉗子よりも細身かつ強弯で、愛護的血管操作が可能です。




**TKZ-X001**  
スーパー・モスキート  
全長 125 mm

■ Vascular access  
手術における  
AVF 作製時に



鉗子の関節部の種類



ボックス (箱三枚) 横 ハズシ 片三枚 両三枚 本三枚

スーパーファイン血管鉗子・ファイン血管鉗子




繊細な手術・処置に適した鉗子です。

一般的なモスキート鉗子よりも少し大きなサイズ (135 mm) で、かつ中弯として操作性を良くしました。

手技の種類、術者の好みにより鋭利な先端とした「スーパーファイン」と通常先端の「ファイン」の2種類を用意しました。




**TKZ-X011**  
スーパーファイン血管鉗子  
全長 135 mm



**TKZ-X014**  
ファイン血管鉗子  
全長 135 mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。


TKZ-E1127A-3 TKZ-E1127D-1



BOXケリー鉗子 220mm

製品番号	種別
TKZ-E1127 A -1	弱弯
TKZ-E1127 A -2	中弯
TKZ-E1127 A -3	強弯
TKZ-E1127 A -4	無直
TKZ-E1127 C -1	弱弯 細型
TKZ-E1127 C -2	中弯 細型
TKZ-E1127 C -3	強弯 細型
TKZ-E1127 C -4	無直 細型
TKZ-E1127 D -1	弱弯 縦溝 
TKZ-E1127 D -2	中弯 縦溝 
TKZ-E1127 D -3	強弯 縦溝 
TKZ-E1127 D -4	無直 縦溝 

TKZ-E1127B-2



ネジ止ケリー鉗子 210mm

製品番号	種別
TKZ-E1127B -1 	弱弯
TKZ-E1127B -2 	中弯
TKZ-E1127B -3 	強弯
TKZ-E1127B -4 	無直

ネジ止T式直角ケリー鉗子



製品番号	種別
TKZ-E1128-A	直角 200mm
TKZ-E1128-B	角弯 210mm

※は受注生産品です。※は在庫が無くなり次第販売を終了致します。



T式ツッペル鉗子

製品番号	種別	全長
TKZ-E1128-C-1	横溝 小	170mm
TKZ-E1128-C-2	横溝 大	200mm



TKZ-E1130-4

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

水野式ツッペル鉗子


製品番号	種別	全長
TKZ-E1130-1	No.1	150mm
TKZ-E1130-2	No.2	170mm
TKZ-E1130-3	No.3	200mm
TKZ-E1130-4	No.4	230mm
TKZ-E1130-5	No.5	240mm

TKZ-E1135-2




BOXケリー鉗子 240mm

製品番号	種別
TKZ-E1135-1	無直
TKZ-E1135-2	弱弯
TKZ-E1135-3	中弯
TKZ-E1135-4	強弯
TKZ-E1135-1A	無直 細型
TKZ-E1135-2A	弱弯 細型
TKZ-E1135-3A	中弯 細型
TKZ-E1135-4A	強弯 細型



TKZ-E1136



S L

榊原型ツッペル鉗子

製品番号	種別
TKZ-E1137	S 165mm
TKZ-E1136	L 210mm



太 細

T式肺門剥離鉗子

製品番号	種別
TKZ-F1679-1	太 210mm
TKZ-F1679-2	細 210mm

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

アレキド鉗子

スタンダード 235 mm



TKZ-F2012  
スタンダード 235 mm

ロング 235 mm




TKZ-F2014  
ロング 235 mm

弱弯 255 mm



TKZ-F2013  
弱弯 255 mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。



T式剥離鉗子


製品番号	種別
TKZ-F2600-D-1	弱弯 245 mm
TKZ-F2600-D-2	強弯 245 mm

T式食道剥離鉗子

製品番号	種別
TKZ-F2600-D-3	弱弯 250 mm
TKZ-F2600-D-4	強弯 245 mm

T式ケリー剥離鉗子

製品番号	種別
TKZ-F2621	弱弯 220 mm
TKZ-F2622	強弯 220 mm



TKZ-F2623  
モーリー鉗子 265 mm

T式ケリーライトアングル鉗子

縦溝	全長	横溝
TKZ-F2624-1	240 mm	TKZ-F2625-1
TKZ-F2624-2	200 mm	TKZ-F2625-2
TKZ-F2624-3	180 mm	TKZ-F2625-3


TKZ-F2626-1  
BOXケリー鉗子 S字型  
タイプ A

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

ケント スーパーカーブ鉗子



TKZ-F2631  
No.1 215 mm



TKZ-F2632  
No.2 210 mm




TKZ-F2633  
No.3 200 mm




TKZ-F2634  
No.4 200 mm

- 4種の研究されたカーブ・太さが剥離・把持に最適
- 先端JAWのクロス・セレーションが把持した組織・糸を逃しません
- より組織を傷つけ難い玉付タイプもあります



ケント スーパーカーブ鉗子 玉付タイプ



TKZ-F2671  
No.1 215 mm



TKZ-F2672  
No.2 210 mm



TKZ-F2673  
No.3 200 mm




TKZ-F2674  
No.4 200 mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

4 mm



**TKZ-F5200**  
ノットムーバー  
全長 330mm




TKZ-  
K1127-30    TKZ-  
K1131-30    TKZ-  
K1133-30    TKZ-  
K1139-30

ゼンケル剥離止血鉗子

Zenker

製品番号	種別	mm	in.
<b>TKZ-K1127-30</b>	#0	300	12
<b>TKZ-K1131-30</b>	#2	300	12
<b>TKZ-K1133-30</b>	#3	300	12
<b>TKZ-K1139-30</b>	#6	300	12



ミクスター気管支鉗子 縦溝

Mixer

製品番号	種別	mm	in.
<b>TKZ-K1145-22</b>	#1	220	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
<b>TKZ-K1145-25</b>	#2	250	10
<b>TKZ-K1145-28</b>	#3	280	11

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-D917

TKZ-F1321-1



TKZ-D917  
コラン舌鉗子 175mm



BOX T式タオル鉗子

製品番号	種別
TKZ-E1134-4	100mm
TKZ-E303	110mm
TKZ-E304	135mm



BOXバックハウス  
タオル鉗子 Backhaus

製品番号	種別
TKZ-E300	90mm
TKZ-E301	110mm
TKZ-E302	135mm
TKZ-K1205-15	150mm



TKZ-F1321-1  
BOXリスター鉗子 180mm 直

TKZ-F1420

TKZ-F1671

TKZ-F1681



TKZ-F1420  
塩田型痔核鉗子 170mm




TKZ-F1671  
リンパ節鉗子 210mm



TKZ-F1681  
T式肺把持鉗子 200mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F2423D-2



TKZ-F2423D-1 TKZ-F2423D-2 TKZ-F2423D-4



TKZ-F2423-2U



TKZ-F2423-4U



ドレーン鉗子 BOX アヤ筋タイプ  
製品番号 種別

TKZ-F2423D-1	200mm
TKZ-F2423D-2	180mm
TKZ-F2423D-4	145mm

ドレーン鉗子 BOX アヤ筋タイプ ガード付  
製品番号 種別

TKZ-F2423-1U	200mm
TKZ-F2423-2U	180mm
TKZ-F2423-4U	145mm

TKZ-F2424



TKZ-F2424  
ローラー鉗子 180mm

TKZ-F2600-B-1



長ペアン鉗子  
製品番号 種別

TKZ-F2600-B-1	190mm
TKZ-F2600-B-2	230mm


TKZ-F2600-C-3



TKZ-F2600-C-3  
螺子止直角食道鉗子 太 210mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F2600-C-4-2




TKZ-F2600-C-4-2  
直角食道鉗子 細 210mm

TKZ-F2600-E-1



TKZ-F2600-E-1  
BOX肺把持鉗子 210mm



TKZ-F1270-1  
ミクリツ腹膜鉗子  
外し 205mm




TKZ-F1270-2  
ミクリツ腹膜鉗子  
BOX 215mm

TKZ-F2620



TKZ-F2620  
喜多村型  
食道強力把持鉗子 215mm

TKZ-F2800-A



最終ラチェットをかけた状態で先端が約2~3mm開いて止まる為、リンパ節/球をつぶすことなく軽く確実に把持することができます。

ライト リンパ節軟把持鉗子



製品番号	種別
TKZ-F2800-A-1	大 全長255mm
TKZ-F2800-A-2	中 全長210mm
TKZ-F2800-A-3	小 全長150mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

ピー エヌ キャッチ TKZ-F2640

P.N.CATCH(Pulmonary Nodule Catch)

胸腔鏡下に肺内の結節性病変を見つけ出し、同時にしっかりと把持するために開発された鉗子です。



適応となる病変は良性、悪性を問わず通常の開胸にて部分切除が可能な全ての肺内病変で、殆どの病変が胸腔鏡下に切除可能となります。

この鉗子の特徴は、あらかじめ胸部 CT 等にて病変のおおよその存在部位を確認出来れば、術前のマーキングや術中に触診で確認することなく腫瘍を見つけ出し、把持することが可能な事です。


更に、腫瘍のみを鉗子内にしっかりと固定し、余分な健常肺組織は鉗子から滑り抜けるため、鉗子の内側で核出術やレーザーによる蒸散も容易に行えます。

サイズはさまざまな大きさに対応出来るように3種類のサイズを揃えて有ります。




TKZ-F2640

ピー エヌ キャッチ SML 3本組  
P.N.CATCH




L

全長 290mm



M

全長 270mm



S

全長 250mm


※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

腹腔鏡下・食道手術用器械

TKZ-F2647

TKZ-F2648

TKZ-F2649



TKZ-F2647  
IDEケリー鉗子 320mm

TKZ-F2648  
IDEツッペル鉗子 320mm

TKZ-F2649  
IDEリンパ節鉗子 320mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

Forest River シリーズ  
ヤンカーカーブ鉗子

TKZ-F2651-2

TKZ-F2651-1


TKZ-F2653

TKZ-F2652

ラウンドエッジ  
セレクション



溝なし



TKZ-F2651-2

FR アリス鉗子 230mm

TKZ-F2651-1

FR アリス鉗子 260mm

TKZ-F2653

FR バブコック鉗子 245mm


TKZ-F2652

FR リンパ節把持鉗子 250mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。


## Forest River リングス肺把持鉗子

新案“同心円”セレーション  
鉗子のファンニング  
(120° ~ 160° 回転) に最適



## ロングリンパ節把持鉗子


TKZ-F1678-25




- ① 熟慮されたヤンカーカーブで広い視野と操作性が得られます。
- ② リング状(同心円)の溝により、肺や病巣を優しく、しかも確実に把持できます。

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。


MY(エムワイ)鉗子




(図1) 全長比較



(図2) 把持部比較



(図3) 軸部比較



MY鉗子の特徴


- ① 手元部分と先端に距離を持たせることで操作孔からの操作性を改善させた。  
(従来の鉗子では手元部分が操作孔に引っかかる)
- ② 交差部分から把持部分の距離を持たせることにより、より深い部分での使用が可能となった。  
特に上縦隔リンパ説郭清時に有用。
- ③ 把持部分を若干小さくすることで肺を牽引する時に邪魔にならない。
- ④ 軸に丸みを持たせることにより鉗子の回転性を向上させた。

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。




TKZ-K1201-14  
タオル鉗子 ピール型  
Peer 145mm/5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

TKZ-K1202-11  
タオル鉗子  
ミヤハラピール型  
MIYAHARA-Peer  
110mm/4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



タオル鉗子 ロルナアリス型  
Lorna

製品番号	種別
TKZ-K1203-10	100mm/4"
TKZ-K1203-13	130mm/5"



TKZ-K1208-16  
タオル鉗子  
ベルンハード型  
Bernhard 165mm/6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

TKZ-K1324-24



TKZ-K1324-24  
痔核鉗子 リウエル型  
Luer 225mm/8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

TKZ-K2816-20




TKZ-K2816-20  
ラブレース型  
肺把持鉗子 直  
Lovelace 200mm/8"

TKZ-K2817-20



TKZ-K2817-20  
ラブレース型  
肺把持鉗子 腰曲  
Lovelace 200mm/8"


TKZ-M5661



TKZ-M5661  
子宮把持鉗子  
DeBakey 215mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-E935B-13



BOX麦粒状ペアン鉗子

製品番号	種別
TKZ-E935B-13	130mm
TKZ-E934	160mm
TKZ-E935B-18	180mm

TKZ-F1676-2



ツッパー鉗子

製品番号	種別
TKZ-F1676-1	小 190mm
TKZ-F1676-2	大 220mm

TKZ-M5555




TKZ-M5555  
綿紗鉗子 240mm

TKZ-M5556



TKZ-M5556  
海綿鉗子 250mm

TKZ-M5557



溝有り

溝無し

T式スポンジ鉗子 245mm

製品番号	種別
TKZ-M5557-1	溝有り
TKZ-M5557-2	溝無し

TKZ-S7310



幅 100mm 深さ 50mm 全長 240mm  
※突起部含まず


TKZ-S7300  
高砂創部洗浄枠

TKZ-S7310  
高砂創部洗浄枠 排出口付

AI-1311

AI-1312

AI-1313



鉗子吊

製品番号	種別
TKZ-AI-1311	大 全長 180mm
TKZ-AI-1312	中 全長 145mm
TKZ-AI-1313	小 全長 130mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。