


TKZ-V8127



TKZ-K2693-20
骨鉗子 ゼム型
Semb 200mm/8" **受**



骨鉗子 ケルン型 Kern ガンギ付


製品番号	種別
TKZ-K2702-17	170mm/6 ³ / ₄ "
TKZ-K2702-21	210mm/8 ¹ / ₄ "




TKZ-V8127
解剖キエステル骨鉗子
Kuester's 220mm **終**




TKZ-
8931-23



TKZ-
8930-24



TKZ-
8970-26



TKZ-
8972-28

ドベークードヤン腸鉗子

製品番号	種別
TKZ-8930-24	直 240mm
TKZ-8931-23	反 230mm

ドベークー
ハイエス直腸結腸把持鉗子

製品番号	種別
TKZ-8970-26	260mm 終
TKZ-8972-28	280mm 終

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F1281



TKZ-F1281
ネジ止ドヤン胃鉗子
直 280mm

TKZ-F1282



TKZ-F1282
ネジ止ドヤン胃鉗子
反 280mm

TKZ-F1314




ネジ止ドヤン腸鉗子
230mm

製品番号	種別
TKZ-F1314	直
TKZ-F1315	反



TKZ-F1319
カワルダン腸吻合鉗子 250mm

TKZ-F1321-1



BOXリスター鉗子 180mm

製品番号	種別
TKZ-F1321-1	直
TKZ-F1321-2	曲

TKZ-F1329-5



TKZ-F1329-5
BOXグラスマン
アリス鉗子 155mm

TKZ-F1329-6



TKZ-F1329-6
BOXグラスマン
腸鉗子 直 235mm

TKZ-F1329-7



TKZ-F1329-7
BOXグラスマン
腸鉗子 反 230mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F1331-2



BOXアリス鉗子

製品番号	種別
TKZ-F1331-3	120mm 小児用
TKZ-F1331-1	150mm
TKZ-F1331-2	185mm
TKZ-F1331-4	230mm

TKZ-F2600-B-1



長ペアン鉗子

製品番号	種別
TKZ-F2600-B-1	190mm
TKZ-F2600-B-2	230mm



バブcock鉗子 Babcock

製品番号	種別
TKZ-K1540-16	160mm / 6 1/4"
TKZ-K1540-18	180mm / 7"
TKZ-K1540-20	200mm / 8"
TKZ-K1540-24	240mm / 9 1/2"

TKZ-K1566



TKZ-K1567



BOX腸鉗子 メーヨーロブソン型


Mayo-Robson

straight/直型	mm	in.	
TKZ-K1566-21	210	8 1/4	受
TKZ-K1566-23	230	9	受
TKZ-K1566-25	250	10	受
curved/反型	mm	in.	
TKZ-K1567-21	210	8 1/4	受
TKZ-K1567-23	230	9	受
TKZ-K1567-25	250	10	受

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。



BOX胃腸鉗子 コッヘル型
Kocher
very elastic



straight/直型

	mm	in.	
TKZ-K1570-22	220	8 ³ / ₄	受
TKZ-K1570-25	250	10	受
TKZ-K1570-28	280	11	受



curved/反型


	mm	in.	
TKZ-K1571-22	220	8 ³ / ₄	受
TKZ-K1571-25	250	10	受
TKZ-K1571-28	280	11	受



TKZ-TC1804

ネジ止小児用腸鉗子
180mm

製品番号	種別
TKZ-TC1803	直
TKZ-TC1804	反



直型

反型

BOX小児用腸鉗子

straight/直型

	mm	in.
TKZ-TC1807	180	7
TKZ-TC1805	200	8

curved/反型

	mm	in.
TKZ-TC1808	180	7
TKZ-TC1806	200	8

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-LK-4906



TKZ-LK-4906
ケリー括約筋鏡
先端φ18mm 弁深さ80mm

TKZ-LK-4912-1



TKZ-LK-4912-1
肛門鏡 ポッテンハイメル型

TKZ-LK-4912-2



TKZ-LK-4912-2
肛門鏡 シムス型 有窓

TKZ-LK-4912-4



TKZ-LK-4912-4
肛門鏡 マッチュー三弁型



TKZ-LK-16300
肛門鏡 バール型
Barr 170mm/6³/₄"

弁寸法 .bades	mm	in.
wide/ 幅	22	7/8
deep/ 深さ	70	2 ³ / ₄


TKZ-LK-16205

肛門鏡 アレンパークス型
左右弁大小各1組, 中弁1個付
Alan-Parks with 2 pair of
blades and center blade
145mm/5³/₄"

各弁寸法	幅 × 深さ
左右弁 大	23mm × 95mm
左右弁 小	23mm × 78mm
中 弁	23mm × 95mm



左右弁 小



本体+左右弁 大, 中弁

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F1184-18



併式多爪ピンセット 五爪

製品番号	種別
TKZ-F1184-15	150mm
TKZ-F1184-18	180mm


TKZ-F1265-1



ホーツェル二弁腹壁固定器

製品番号	左右弁
TKZ-F1265-1	大 65mm × 55mm
TKZ-F1265-2	中 57mm × 45mm
TKZ-F1265-3	小 50mm × 40mm
	幅 × 深さ

左右弁




TKZ-F1266-1



吾妻三弁腹壁固定器

製品番号	左右弁	中弁
TKZ-F1266-1	大 65mm × 55mm	67mm × 67mm
TKZ-F1266-2	中 57mm × 45mm	61mm × 63mm
TKZ-F1266-3	小 50mm × 40mm	60mm × 58mm
	幅 × 深さ	幅 × 深さ



TKZ-F2626-1

BOXケリー鉗子 S字型 タイプA

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-M5505-3



腔鏡 クスコ型

製品番号	種別
TKZ-M5505-1	特大(LL)
TKZ-M5505-2	大(L)
TKZ-M5505-3	中(M)
TKZ-M5505-4	小(S)
TKZ-M5505-5	極小(SS)
TKZ-M5505-7	産褥用 固定型
TKZ-M5505-8	産褥用 外し型

TKZ-M5506-4



腔鏡 クスコ型 黒メッキ

製品番号	種別
TKZ-M5506-1	特大(LL)
TKZ-M5506-2	大(L)
TKZ-M5506-3	中(M)
TKZ-M5506-4	小(S)
TKZ-M5506-5	極小(SS)

TKZ-M5506-2S



腔鏡 クスコ型 ステンレス製

製品番号	種別
TKZ-M5506-2S	大(L)
TKZ-M5506-3S	中(M)
TKZ-M5506-4S	小(S)
TKZ-M5506-5S	極小(SS)
TKZ-M5506-6S	極々小(SSS)
TKZ-M5506-7S	高齢者用(E)

TKZ-M5523



TKZ-M5523

先銀製子宮消息子 330mm


TKZ-M5530



TKZ-M5530

骨盤計 ブライスキー型

TKZ-M5531




TKZ-M5531

骨盤計 マルチン型


※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-
M5538-1




TKZ-M5538-1
T式試験的切除鉗子 K型
肩 135 mm

TKZ-
M5538-2




TKZ-M5538-2
T式試験的切除鉗子 A型
肩 165 mm

TKZ-
M5538-3



TKZ-M5538-3
新型T式試験的切除鉗子
肩 255 mm

TKZ-
M5538-4



TKZ-M5538-4
T式試験的切除鉗子 G型
肩 195 mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-M5543



TKZ-M5543
ライヘルシャルト
キューレットゾンデ
270 mm

TKZ-M5550



TKZ-M5550
マルチン型単鉤鉗子
255 mm

TKZ-M5551



TKZ-M5551
ミュゾー型双鉤鉗子
255 mm

TKZ-M5553



TKZ-M5553
塚原型腔部鉗子
250 mm

TKZ-M5554



TKZ-M5554
T式ケイリス鉗子
240 mm

TKZ-M5555




TKZ-M5555
綿紗鉗子 240 mm

TKZ-M5556



TKZ-M5556
海綿鉗子 250 mm

TKZ-M5557



T式スポンジ鉗子 245 mm

製品番号	種別
TKZ-M5557-1	溝有り
TKZ-M5557-2	溝無し

TKZ-M5565



TKZ-M5565
S状カテーテル

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。



TKZ-M5610

TKZ-M5610
手術用陰鏡 安藤型
(1組)



TKZ-M5615-3

手術用陰鏡 桜井型

製品番号	種別
TKZ-M5615-5	特々大 (LLL)
TKZ-M5615-1	特大 (LL)
TKZ-M5615-2	大 (L)
TKZ-M5615-3	中 (M)
TKZ-M5615-4	小 (S)



TKZ-M5616-2

手術用陰鏡 桜井型 黒メッキ

製品番号	種別
TKZ-M5616-5	特々大 (LLL)
TKZ-M5616-1	特大 (LL)
TKZ-M5616-2	大 (L)
TKZ-M5616-3	中 (M)
TKZ-M5616-4	小 (S)



TKZ-M5618-2

手術用陰鏡 桜井型 ステンレス製

製品番号	種別
TKZ-M5618-2	大 (L)
TKZ-M5618-3	中 (M)
TKZ-M5618-4	小 (S)
TKZ-M5618-6	極小 (SS)

TKZ-M5643-1



手術用圧排鉤 全長 200mm

TKZ-M5643-1 大
幅 30mm 深さ 155mm

TKZ-M5643-2 小
幅 26mm 深さ 115mm

TKZ-M5644-1




東大式膀胱鉤 全長 220mm

TKZ-M5644-1
幅 45mm 深さ 95mm

TKZ-M5644-2 幅広
幅 60mm 深さ 95mm

TKZ-M5646



明城型スパーテル

TKZ-M5646-1 大
全長 295mm 幅 40mm 鉤長 115mm

TKZ-M5646-2 小
全長 285mm 幅 30mm 鉤長 105mm

TKZ-M5647




TKZ-M5647

直腸圧定鉤
全長 310mm 幅 29mm

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-M5648



TKZ-M5648

岡林型直腸鉤
全長 420mm


TKZ-M5649



TKZ-M5649

子宮強弯剪刀 230mm

TKZ-M5651



鈍直

鈍反

シムス子宮剪刀

外し

製品番号	種別
TKZ-M5651-1S	鈍直 180mm
TKZ-M5651-1C	鈍反 180mm
TKZ-M5651-2S	鈍直 200mm
TKZ-M5651-2C	鈍反 200mm

螺子止

製品番号	種別
TKZ-M5652-1S	鈍直 180mm
TKZ-M5652-1C	鈍反 180mm
TKZ-M5652-2S	鈍直 200mm
TKZ-M5652-2C	鈍反 200mm
TKZ-M5652-3S	鈍直 230mm
TKZ-M5652-3C	鈍反 230mm
TKZ-M5652-4S	鈍直 250mm
TKZ-M5652-4C	鈍反 250mm

※他、特寸承ります


TKZ-M5658



TKZ-M5658

キュストネル子宮鉗子
280mm

TKZ-M5661



TKZ-M5661

子宮把持鉗子
DeBakey 215mm

TKZ-M5662



TKZ-M5662

鋸齒型鉗子 強湾
240mm

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-M5678



TKZ-M5678
明城分娩べら
340mm

TKZ-M5680



TKZ-M5680
沢崎分娩べら
390mm

TKZ-M5683



小石型 帝切用鉗子

製品番号	種別
TKZ-M5683	曲 200mm
TKZ-M5684	直 210mm

TKZ-M5686-1




粘膜鉗子

製品番号	種別
TKZ-M5686-1	150mm
TKZ-M5686-2	190mm
TKZ-M5686-3	T字型 190mm

LINポリープ鉗子

頸管拡張なし超音波のガイド下で子宮腔内に挿入し、内膜ポリープ、IUD、子宮内異物などを除去することが可能です（先端幅3mm）



TKZ-M5710
LINポリープ鉗子
全長 260mm
先端幅 3mm

3mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-M5720-1



TKZ-M5720-1

吾妻型子宮頸管拡張器 No.1 ~ No.12 組

M5720-1 セット内ブージーの太さ (mm)

No.1 : ϕ 4.5	No.5 : ϕ 6.5	No.9 : ϕ 8.5
No.2 : ϕ 5	No.6 : ϕ 7	No.10 : ϕ 9
No.3 : ϕ 5.5	No.7 : ϕ 7.5	No.11 : ϕ 9.5
No.4 : ϕ 6	No.8 : ϕ 8	No.12 : ϕ 10

TKZ-M5720-2



TKZ-M5720-2

吾妻型子宮頸管拡張器 No.13 ~ No.20 組

M5720-2 セット内ブージーの太さ (mm)

No.13 : ϕ 11	No.16 : ϕ 14	No.19 : ϕ 17
No.14 : ϕ 12	No.17 : ϕ 15	No.20 : ϕ 18
No.15 : ϕ 13	No.18 : ϕ 16	

※ TKZ-M5720-3 吾妻型子宮頸管拡張器 No.1 ~ No.15 組受もごさいます。

TKZ-M5721



TKZ-M5721

基靱帯鉤

全長 230mm
幅 10mm

TKZ-M5722



TKZ-M5722

婦人科直角鉤

全長 200mm
幅 35mm
深さ 180mm

TKZ-M5724




TKZ-M5724

靱帯鉗子 190mm

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。


TKZ-M5734-5



鋭匙 キュレット型

製品番号	種別
TKZ-M5734-1	No. 1
TKZ-M5734-2	No. 2
TKZ-M5734-3	No. 3
TKZ-M5734-4	No. 4
TKZ-M5734-5	No. 5



TKZ-M5735-3



鈍匙 クルップ型

製品番号	種別
TKZ-M5735-04	No.04 (No. 0000)
TKZ-M5735-03	No.03 (No. 000)
TKZ-M5735-02	No.02 (No. 00)
TKZ-M5735-0	No. 0
TKZ-M5735-1	No. 1
TKZ-M5735-2	No. 2
TKZ-M5735-3	No. 3



TKZ-M5740-3



胎盤鉗子 高山型 275mm

製品番号	種別
TKZ-M5740-1	No. 1
TKZ-M5740-2	No. 2
TKZ-M5740-3	No. 3
TKZ-M5740-4	No. 4

TKZ-M5741-3



胎盤鉗子 小鷹型 265mm

製品番号	種別
TKZ-M5741-1	No. 1
TKZ-M5741-2	No. 2
TKZ-M5741-3	No. 3
TKZ-M5741-4	No. 4
TKZ-M5741-5	No. 5
TKZ-M5741-6	No. 6

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-M5742-3



TKZ-M5742-3

TKZ-M5742-1



TKZ-M5742-2

TKZ-M5742-0



流産鉗子 ヒルスト型

製品番号	種別
TKZ-M5742-0	No. 0
TKZ-M5742-1	No. 1
TKZ-M5742-2	No. 2
TKZ-M5742-3	No. 3

TKZ-M5743



胎盤鉗子 日母型 240mm

製品番号	種別
TKZ-M5743-4.5	幅 4.5 mm
TKZ-M5743-6	幅 6 mm
TKZ-M5743-9	幅 9 mm
TKZ-M5743-12	幅 12 mm
TKZ-M5743-15	幅 15 mm

胎盤鉗子 ネジ止 245mm

製品番号	種別
TKZ-M5744-18	幅 18 mm
TKZ-M5744-21	幅 21 mm
TKZ-M5744-24	幅 24 mm

TKZ-M5855



TKZ-M5855
臍帯剪刀 155mm

TKZ-M5856



TKZ-M5856
臍帯剪刀 東大型 155mm

TKZ-M5805



TKZ-M5805
産科鉗子 ネーゲル型
360mm

TKZ-M5807



TKZ-M5807
産科鉗子 キーランド型

TKZ-M5972



TKZ-M5972
産科鉗子 マクレンタッカー型
(牽引補助具あり)

TKZ-F1369



TKZ-F1369
BOXギュン
腎臓鉗子A型
弱弯 235mm

TKZ-F1370



TKZ-F1370
BOXギュン
腎臓鉗子B型
強弯 230mm

TKZ-F1371



TKZ-F1371
BOXギュン
腎臓鉗子 有溝型
235mm

TKZ-F1400



TKZ-F1400
後藤型胆嚢鉗子
165mm


※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

臍頭十二指腸切除後の臍管空腸粘膜吻合を容易かつ確実にを行うために開発した手術器械です。臍管径に合わせて選択可能です。

臍管ホルダー


TKZ-SM-001 (大)

TKZ-SM-002 (小)




TKZ-SM-001
臍管ホルダー 大

TKZ-SM002
臍管ホルダー 小



製品番号		全長 (L1)	先端部幅 (L2)	先端部長さ (L3)	先端部径 (L4)
SM-001	大	150mm	6mm	12mm	約1mm
SM-002	小	150mm	4mm	8mm	約0.8mm



レイ型 甲状腺鉗子 Lahey

製品番号	種別
TKZ-K2426-15	150mm/6"
TKZ-K2426-20	200mm/8"

TKZ-LK-5336



TKZ-LK-5336
T式精管鉗子 165mm

TKZ-M5390



TKZ-M5390

膀胱鉤

全長	190mm
幅	42mm
深さ	125mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F2700

羽生式胆道外科手術器械

Biliary Surgery/operating instruments
23本組セット

Fineな外科手術

近年の診断学の進歩とともに、疾患の病態をより明確に把握
することができるようになり、“FINEな外科手術”という新たな
ニーズに応じてこのセットがうまれました。



A-1 羽生式胆道採石鉗子
#1 255mm Stone forceps




A-2 羽生式胆道採石鉗子
#2 240mm Stone forceps




A-3 羽生式胆道採石鉗子
#3 215mm Stone forceps




A-4 羽生式胆道採石鉗子
#4 210mm Stone forceps




B 羽生式胆道採石匙（銀シャフト）
w9mm / 290mm Stone scoop (silver shaft)



C-1 羽生式胆道ブージー #1（銀シャフト）
φ3mm / 290mm Dilator (silver shaft)



C-2 羽生式胆道ブージー #2（銀シャフト）
φ5mm / 290mm Dilator (silver shaft)



C-3 羽生式胆道ブージー #3（銀シャフト）
φ7mm / 290mm Dilator (silver shaft)



D 羽生式胆道アリス鉗子×5丁
185mm Fine Allis forceps × 5



E 羽生式胆管把持鉗子
30mm(120°)/175mm
Biliary tract clamp forceps




F 羽生式胆道ピンセット
Biliary forceps

小 155mm

先端拡大


大 185mm



G 羽生式胆道乳頭把持鉗子（一対）160mm
Papillary clamp forceps (pair)



H 羽生式空腸把持鉗子
72mm(90°)/185mm
Jejunal clamp forceps



K 羽生式胆管貫通子 275mm
Perforator

※単品のご注文を承ります。
Separately available

※詳細は次ページ参照

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

主な器械の特徴と使用法

Features & Use

A 羽生式胆道採石鉗子 Stone forceps

ランドールモデルの改良型で、先端部を長円形のスプーン状にし、結石を把持しやすくしました。


特に#4は、小さな切開孔より操作する時に先端部を十分に広げられるよう工夫してあります。

Modified Randall Model

Shape: longer and slender

Tip Top: like spoon

#4 Opened Tip Top

**G** 羽生式胆道乳頭把持鉗子


Papillary clamp forceps

十二指腸乳頭形成術に用いる鉗子で、乳頭口よりこの一对の鉗子を挿入し、乳頭前壁をくさび状に切除するものです。十分な長さにわたって大きな開口を得る為に、先端表面の5mmきざみの目盛にしたがい、約25～30mmの切開を行います。

E 羽生式胆管把持鉗子

Biliary tract clamp forceps


総胆管切断時に断端を直線的に切断する為と、術中の胆汁漏出を防ぐ目的の柔軟な鉗子です。

**H** 羽生式空腸把持鉗子 Jejunal clamp forceps

空腸壁を把持した縫合操作を容易にし、操作中の出血及び腸内容の流出を防ぐ柔軟な鉗子です。

K 羽生式胆管貫通子 Perforator

胆管・空腸吻合、その他の術後に胆管ドレナージが必要な時に、図の様に断端より挿入し、左様枝へ入れ、ほぼ鎌状靱帯近くでなるべく腹壁側に貫通し、この先端にチューブを接続後引抜いて、経肝的ドレナージをします。



その他の器械をとっても“FINEな外科手術”用に工夫されております。

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

膵頭十二指腸切除鉗子

膵頭と標本の連続切離に

TKZ-F2761

膵臓鉗子 スリット付 直
PANCREATIC FORCEPS WITH SLIT
STRAIGHT



TKZ-F2762



膵臓鉗子 スリット付 腰曲
PANCREATIC FORCEPS WITH SLIT
HANDLES CURVED



膵臓を愛護的に把持

TKZ-F2763


膵臓鉗子 ソフト
PANCREATIC FORCEPS SOFT TYPE



※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。


門脈再建吻合鉗子

片手で容易に保持、**dKEN** もう片方の手がフリー




TKZ-F2780

門脈再建吻合鉗子(セット)
全長145mm



結合部を両側タイプ
にすることも可能
(別注扱い)



※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。