

TKZ-F1601-1


TKZ-F1601-2

TKZ-F1603-1

TKZ-F1603-2

左

右



TKZ-F1601-1

青柳型肋骨剪刀 左 280mm 受

TKZ-F1601-2

青柳型肋骨剪刀 右 280mm 受

TKZ-F1603-1
グルック型肋骨剪刀
大 220mm 受

TKZ-F1603-2
グルック型肋骨剪刀
小 190mm 受

TKZ-F1607

TKZ-F1608

TKZ-F1609



TKZ-F1607

晴嵐荘型第一肋骨剪刀
310mm 受

TKZ-F1608

晴嵐荘型前部肋骨剪刀
290mm 受

TKZ-F1609

東療型前部肋骨剪刀
290mm 受

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。


TKZ-F1613-2



晴嵐荘型丸のみ鉗子 300mm

製品番号	種別
TKZ-F1613-1	直 受
TKZ-F1613-2	曲 受
TKZ-F1613-3	側弯 受


TKZ-F1625-1



ドヤン型ラスパトリウム

製品番号	種別
TKZ-F1625-1	右 200mm
TKZ-F1625-2	左 200mm

TKZ-F1625-2



TKZ-F1629-2



ファラボイフ型ラスパトリウム

製品番号	種別
TKZ-F1629-1	直 150mm
TKZ-F1629-2	曲 150mm

TKZ-F1630



TKZ-F1630
レブシェ刀
Lebsche sternum chisel

TKZ-F1633-1



晴嵐荘型ラスパトリウム

製品番号	種別
TKZ-F1633-1	強弯 270mm
TKZ-F1633-2	微弯 260mm

TKZ-F1633-2



TKZ-F1633-3



TKZ-F1633-3
東療型ラスパトリウム
凹型 260mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F1645-1



TKZ-F1645-1

東療型開胸器

単位 mm	鉤幅	鉤深さ	脚長	レール
F1645-1	50	60	175	225


TKZ-F1645-2



TKZ-F1645-2

東療型閉胸器 280mm

TKZ-F1647-1



ト部型開胸器

製品番号	種別
TKZ-F1647-1 L	大
TKZ-F1647-1 M	中
TKZ-F1647-1 S	小
TKZ-F1647-1SS	極小

ト部型開胸器 鉤穴無

製品番号	種別
TKZ-F1647-2 L	大
TKZ-F1647-2 M	中
TKZ-F1647-2 S	小
TKZ-F1647-2SS	極小

サイズ	鉤幅	鉤深さ	脚長	レール
L 大	60	45	180	250
M 中	40	32	145	205
S 小	25	25	105	155
SS 極小	19	19	80	130

単位 mm

TKZ-F1647-3



TKZ-F1647-3

ト部型閉胸器 150mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F1650-1



榊原型開胸器

製品番号	種別
TKZ-F1650-1	大
TKZ-F1650-2	中
TKZ-F1650-3	小
TKZ-F1650-4	極小

サイズ	鉤幅	鉤深さ	脚長	レール 拡大幅
1 大	40	35	150	220
2 中	30	25	110	210
3 小	20	20	85	140
4 極小	15	15	60	130

単位mm

TKZ-F1650-5



TKZ-F1650-5
榊原型閉胸器
285mm


TKZ-F1651-1





TKZ-F1651-1
慶大型開胸器

単位mm	鉤幅	鉤深さ	脚長	レール
F1651-1	50	70	190	235

TKZ-F2801-1



TKZ-F2801-2




デイビッドソン鉤
Davidson

製品番号	wide 幅	deep 深さ
TKZ-F28780	90mm/3 1/2"	75mm/3"

ライトウィスカー鉤

製品番号	全 長	最大幅
TKZ-F2801-1	大 285mm	90mm
TKZ-F2801-2	小 270mm	65mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。




TKZ-K2800-02



開胸器 フェノチェット型 ステンレス製
Finochietto

製品番号	種別	A	B	C
TKZ-K2800-02	小児用	16 mm	20 mm	90 mm
TKZ-K2804-01	小	40 mm	40 mm	145 mm
TKZ-K2804-02	中	45 mm	65 mm	210 mm
TKZ-K2804-03	大	65 mm	65 mm	210 mm

TKZ-TC2005




TKZ-K2810-16

閉胸器
ベイリーギボン型
Bailey-Gibbon
160 mm / 6 1/4"



TKZ-K2816-20

ラブレース型
肺把持鉗子 直
Loveless 200 mm / 8"



TKZ-K2817-20

ラブレース型
肺把持鉗子 腰曲
Loveless 200 mm / 8"



T式小児用開胸器

TKZ-TC2005 大
レール長 125 mm 鉤幅 25 mm × 深さ 50 mm

TKZ-TC2006 小
レール長 110 mm 鉤幅 25 mm × 深さ 30 mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

クーリー新生児用血管鉗子 120mm



TKZ-6300-12



TKZ-6302-12



TKZ-6304-12



TKZ-6306-12



TKZ-6308-12



TKZ-6310-12

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

DeBakey Vascular Tissue Forceps

TKZ-
8302-19



先端部
幅 2 mm



先端部
幅 1.5 mm

ドバーキー血管ピンセット

製品番号	先端幅	全長
TKZ-8300-15	1.5 mm	150 mm
TKZ-8302-19	1.5 mm	195 mm
TKZ-8304-24	1.5 mm	240 mm
TKZ-8305-15	2.0 mm	150 mm
TKZ-8307-19	2.0 mm	195 mm
TKZ-8309-24	2.0 mm	240 mm

DeBakey Thoracic Tissue Forceps

TKZ-
8272-19



TKZ-
8312-19




ドバーキー血管ピンセット 段付


製品番号	先端幅	全長
TKZ-8270-15	2.7 mm	150 mm
TKZ-8272-19	2.7 mm	195 mm
TKZ-8274-24	2.7 mm	240 mm
TKZ-8276-30	2.7 mm	300 mm
TKZ-8262-19	3.5 mm	195 mm
TKZ-8262-24	3.5 mm	240 mm

ドバーキー血管ピンセット 先曲

製品番号	先端幅	全長
TKZ-8310-15	2.0 mm	150 mm
TKZ-8312-19	2.0 mm	195 mm
TKZ-8314-24	2.0 mm	240 mm
TKZ-8316-30	2.7 mm	300 mm



TKZ-
8350-08 TKZ-
8352-09 TKZ-
8354-10 TKZ-
8356-12



TKZ-
8360-07 TKZ-
8362-08 TKZ-
8364-09 TKZ-
8366-11

ドバーキーブルドッククランプ (クロスアクションタイプ)

製品番号		先端幅	全長
TKZ-8350-08	直	20 mm	80 mm
TKZ-8352-09	直	30 mm	90 mm
TKZ-8354-10	直	45 mm	100 mm
TKZ-8356-12	直	68 mm	125 mm

製品番号		先端幅	全長
TKZ-8360-07	反	20 mm	75 mm
TKZ-8362-08	反	30 mm	85 mm
TKZ-8364-09	反	45 mm	95 mm
TKZ-8366-11	反	68 mm	115 mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-8401-12




TKZ-8400-12

TKZ-8401-12

ドベークープルドック鉗子

製品番号	種別
TKZ-8400-12	135mm 直
TKZ-8401-12	130mm 反

TKZ-8404-12



TKZ-8404-12

ドベークープルドック鉗子 125mm

TKZ-8408-12



TKZ-8408-12

ドベークープルドック鉗子
125mm


TKZ-8420-20



TKZ-8420-20

ドベークーグローバー
血管鉗子 215mm

TKZ-8421-20




TKZ-8421-20

ドベークーグローバー
血管鉗子 200mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-8431-22




TKZ-8431-22
ドベークグローバー
血管鉗子 220mm

TKZ-8440-21



ドベークグローバー血管鉗子

製品番号	種別
TKZ-8440-21	210mm
TKZ-8441-24	240mm



TKZ-
8440-21


TKZ-
8441-24

TKZ-8446-18




ドベークグローバー血管鉗子

製品番号	種別
TKZ-8446-18	185mm
TKZ-8447-22	220mm



TKZ-
8447-22



TKZ-
8446-18


TKZ-8450-21



TKZ-8450-21
ドベークグローバー
血管鉗子 215mm


※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-8480-19



TKZ-8480-19
ドベーカー血管鉗子
DeBakey 190mm

TKZ-8500-20



TKZ-8500-20
ドベーカー動脈鉗子
DeBakey 200mm

TKZ-8510-19




TKZ-8510-19
ドベーカー動脈鉗子
DeBakey 190mm

TKZ-8515-16



TKZ-8515-16
ドベーカー血管鉗子
DeBakey 160mm

TKZ-8545-20



TKZ-8545-20
ドベーカーランバートケイ
大動脈鉗子
Lambert-Kay 200mm

TKZ-8582-27



TKZ-8582-27
ドベーカー大動脈鉗子
DeBakey 270mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-8587-22



TKZ-8587-22

ドベーキー
直角血管鉗子
DeBakey 220mm

TKZ-8588-23



TKZ-8588-23


ドベーキー気管支鉗子
DeBakey 230mm

TKZ-8600-24




ドベーキー大動脈鉗子

製品番号	種別
TKZ-8600-24	270mm
TKZ-8601-25	280mm
TKZ-8602-26	290mm



TKZ-8600-24 TKZ-8601-25 TKZ-8602-26


TKZ-8610-26



TKZ-8610-26

ドベーキー大動脈鉗子
260mm

TKZ-8615-25



TKZ-8615-25


ドベーキー血管鉗子
250mm

TKZ-8644-24



ドベーキー多用途型血管鉗子

製品番号	種別
TKZ-8640-25	250mm
TKZ-8642-20	205mm
TKZ-8644-24	240mm
TKZ-8646-30	305mm



※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-8650-23

TKZ-8656-27




TKZ-8676-26



TKZ-8650-23

TKZ-8652-18

TKZ-8654-21



TKZ-8670-20
TKZ-8672-25

ドベーカー多用途型血管鉗子

製品番号	種別
TKZ-8650-23	230mm
TKZ-8652-18	180mm
TKZ-8654-21	210mm
TKZ-8656-27	275mm

ドベーカーサテンスキー血管鉗子

製品番号	種別
TKZ-8670-20	200mm
TKZ-8672-25	250mm
TKZ-8674-26	260mm
TKZ-8676-26	265mm
TKZ-8678-27	270mm

TKZ-8690-24


TKZ-8760-25



TKZ-8690-24


TKZ-8691-24

TKZ-8692-24



ドベーカーサテンスキー血管鉗子

製品番号	種別
TKZ-8690-24	250mm
TKZ-8691-24	255mm
TKZ-8692-24	255mm



TKZ-8760-25

グローバー血管鉗子 250mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-8770-24




TKZ-8770-24
ドベークーストン血管鉗子
245mm

TKZ-8850-16




TKZ-8850-16
クーリー小児用血管鉗子
160mm

TKZ-8851-16



TKZ-8851-16
クーリー小児用血管鉗子
160mm


TKZ-8854-17



クーリー小児用血管鉗子


製品番号	種別
TKZ-8852-17	170mm
TKZ-8854-17	175mm

TKZ-8853-17



TKZ-8853-17
クーリー小児用血管鉗子
170mm

TKZ-8855-18



TKZ-8855-18
クーリー小児用血管鉗子
(肝門部切除に適) 180mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-8860-15




TKZ-8862-15

クーリーベック小児用血管鉗子

製品番号	種別
TKZ-8860-15	150mm
TKZ-8862-15	155mm

TKZ-8867-14



TKZ-8865-16

TKZ-8866-16
(肝門部切除に適)

TKZ-8867-14

クーリー多用途型小児用血管鉗子

製品番号	種別
TKZ-8865-16	160mm
TKZ-8866-16	160mm
TKZ-8867-14	145mm

TKZ-8870-16



TKZ-8872-17


TKZ-8871-17

TKZ-8870-16

クーリーデラ小児用吻合鉗子


製品番号	種別
TKZ-8870-16	165mm
TKZ-8871-17	175mm
TKZ-8872-17	175mm

TKZ-8887-17



クーリー血管鉗子

製品番号	種別
TKZ-8885-16	165mm
TKZ-8886-16	165mm
TKZ-8887-17	175mm
TKZ-8888-17	175mm



TKZ-8888-17

TKZ-8887-17

TKZ-8886-16

TKZ-8885-16

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-8889-17



TKZ-8889-17
クーリー小児用吻合鉗子
170mm


TKZ-8892-18



クーリー小児用動脈鉗子

製品番号	種別
TKZ-8892-18	185mm
TKZ-8894-19	195mm

TKZ-8894-19



TKZ-8892-18

TKZ-8896-27




TKZ-8896-27
クーリー小児用動脈鉗子
275mm

TKZ-F1488-1

TKZ-F1488-2

TKZ-F1488-3



クーリー血管ピンセット

製品番号	先端幅	全長
TKZ-8910-15	2.0mm	150mm
TKZ-8911-19	2.0mm	195mm
TKZ-8912-24	3.0mm	240mm



BOXサテンスキー型血管鉗子



製品番号	種別
TKZ-F1488-1	大 220mm
TKZ-F1488-2	中 200mm
TKZ-F1488-3	小 175mm

TKZ-K1391-15
血管鉗子 サテンスキー
小児用
Baby-Satinsky 150mm/6"


※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

荻野サイザー

Valsalva-David Reimplantation 法の 至適 Valsalva graft サイズの選択



特長その③
New STJの目安



製品番号	名 称	先端内径 (L1)	先端内径 (L2)
TKZ-F1500-01	荻野サイザー φ24 - φ26	24mm	26mm
TKZ-F1500-02	荻野サイザー φ28 - φ30	28mm	30mm
TKZ-F1500-03	荻野サイザー φ32 - φ34	32mm	34mm

* 別注にてφ26 - φ28, φ30 - φ32の組み合わせも製作可能です

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

ドベーカー小児用血管鉗子 120mm



TKZ-N6-0247A



TKZ-N6-0351B



TKZ-N6-0455A



TKZ-N6-0639B



TKZ-N6-0731A




TKZ-N6-0922B


※詳細は次ページ参照

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

把持部



ハンドル




TKZ-N6

ドベーキー小児用血管鉗子 120mm シリーズ一覧


把持部No.	ハンドル A	ハンドル B	ハンドル C	ハンドル D
0143	TKZ-N6-0143A	TKZ-N6-0143B	TKZ-N6-0143C	TKZ-N6-0143D
0247	TKZ-N6-0247A	TKZ-N6-0247B	TKZ-N6-0247C	TKZ-N6-0247D
0351	TKZ-N6-0351A	TKZ-N6-0351B	TKZ-N6-0351C	TKZ-N6-0351D
0455	TKZ-N6-0455A	TKZ-N6-0455B	TKZ-N6-0455C	TKZ-N6-0455D
0639	TKZ-N6-0639A	TKZ-N6-0639B	TKZ-N6-0639C	TKZ-N6-0639D
0731	TKZ-N6-0731A	TKZ-N6-0731B	TKZ-N6-0731C	TKZ-N6-0731D
0835	TKZ-N6-0835A	TKZ-N6-0835B	TKZ-N6-0835C	TKZ-N6-0835D
0922	TKZ-N6-0922A	TKZ-N6-0922B	TKZ-N6-0922C	TKZ-N6-0922D

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。


ウェルドンマイクロ 血管クランプ



TKZ-
RU1278-1



TKZ-
RU1278-4




TKZ-
RU1278-3

ウェルドンマイクロ血管クランプ

製品番号	種別	幅	全長
TKZ-RU1278-1	直型	0.5 mm	35 mm
TKZ-RU1278-2	弱弯	0.5 mm	30 mm
TKZ-RU1278-2SP	弱弯小		
TKZ-RU1278-3	強弯	0.5 mm	25 mm
TKZ-RU1278-4	45°	0.5 mm	33 mm
TKZ-RU1278-5	60°	0.5 mm	30 mm
TKZ-RU1278-6	90°	0.5 mm	25 mm

ヤコブソン血管クランプ



ヤコブソン血管クランプ

製品番号	種別	幅	全長
TKZ-RU1278-7	直	1.2 mm	48 mm
TKZ-RU1278-8	反	1.2 mm	45 mm
TKZ-RU1278-9	直	1.0 mm	42 mm
TKZ-RU1278-10	反	1.0 mm	40 mm

テクノクランプ

動脈中枢用・動脈末梢用・静脈用と、ばね圧を3段階に設定しています。小さな創でのAVF作製に合った小さなブルドッククランプです。



TKZ-X002
テクノクランプ


全長: 27.5 mm 把持部: 11 mm / 弱弯型

製品番号	種別
TKZ-X002-H	H(動脈中枢用)
TKZ-X002-M	M(動脈末梢用)
TKZ-X002-L	L(静脈用)

スーパー・モスキート


一般的なモスキート鉗子よりも細身かつ強弯で、愛護的血管操作が可能です。

先端部寸法(許容公差±10%)



TKZ-X001
スーパー・モスキート
全長 125 mm

■ Vascular access
手術における
AVF 作製時に



※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。


スーパーファイン血管鉗子・ファイン血管鉗子

繊細な手術・処置に適した鉗子です。

一般的なモスキート鉗子よりも少し大きなサイズ（135 mm）で、

かつ中弯として操作性を良くしました。

手技の種類、術者の好みにより鋭利な先端とした「スーパーファイン」と通常先端の「ファイン」の2種類を用意しました。




クーリー血管遮断鉗子

血管の微小範囲での血行遮断を目的とした鉗子です。

血管へのダメージを最小とするため接合面をクーリーとしています。

シャント作製時などブルドック鉗子などを必要とせず血管の把持固定に有効です。




※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

トンネラーTH



TKZ-TH09221
トンネラー TH (MS-9)



トンネラー TH シリーズ各寸法 ※別寸承ります。

製品番号	製品名	全長	アウターシース					ビュレットチップ		旧製品 該当品番
			湾曲	外径	内径	長さ	付属数	先端角度	付属数	
TKZ-TH10100	トンネラーTH(S)	225mm	300mm	φ10mm	φ9.0mm	100mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-1
TKZ-TH78220	トンネラーTH(MS)	338mm	300mm	φ7mm	φ6.4mm	215mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-2
			300mm	φ8mm	φ7.4mm	220mm	1本	33° 45°	各1個	
TKZ-TH07220	トンネラーTH(MS-7)	338mm	300mm	φ7mm	φ6.4mm	220mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-3
TKZ-TH08220	トンネラーTH(MS-8)	338mm	300mm	φ8mm	φ7.4mm	220mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-4
TKZ-TH09221	トンネラーTH(MS-9)	335mm	300mm	φ9mm	φ8.0mm	221mm	1本	33° 45°	各1個	-
TKZ-TH10221	トンネラーTH(M)	335mm	300mm	φ10mm	φ9.0mm	221mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-5
TKZ-TH10140	トンネラーTH(NL)	180mm	75mm	φ10mm	φ9.0mm	横径 140mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-6
TKZ-TH101440	トンネラーTH(LS)	525mm	インナーロッド直付用⇒					33°	各1個	F2430-7
			1100mm	φ10mm	φ9.0mm	395mm	1本	33°		
TKZ-TH101250	トンネラーTH(LM)	625mm	1100mm	φ14mm	φ13.0mm	400mm	1本	33°	各1個	-
			1100mm	φ10mm	φ9.0mm	495mm	1本	33°		
TKZ-TH101463	トンネラーTH(L)	755mm	1100mm	φ12mm	φ11.0mm	500mm	1本	33°	各1個	F2430-8
			1100mm	φ10mm	φ9.0mm	625mm	1本	33°		
	トンネラーTH(L)	755mm	1100mm	φ14mm	φ13.0mm	630mm	1本	33°	各1個	F2430-8
			1100mm	φ10mm	φ9.0mm	625mm	1本	33°		

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F7701-1



拡大図



TKZ-F7702-1



拡大図



TKZ-F7704-2




Potts-Smith




TKZ-RU1724-25

25°



TKZ-RU1724-45

45°



TKZ-RU1724-60

60°

TKZ-F7701-1

T式マイクロピンセット
無鉤 直型 110mm

TKZ-F7702-1

T式マイクロピンセット
無鉤 曲型 110mm

TKZ-F7704-2

T式マイクロピンセット
無鉤 斜角 105mm

TKZ-RU1724

チップ付ポッツスミス剪刀
190mm 7 1/2"



チップ付ファイン剪刀 115mm 4 1/2"

製品番号	種別
TKZ-RU2406-11	直型
TKZ-RU2407-11	反型



チップ付ポッツスミスピンセット
Potts-Smith

製品番号	種別
TKZ-RU4092-15	150mm / 6"
TKZ-RU4092-18	180mm / 7"
TKZ-RU4092-20	200mm / 8"
TKZ-RU4092-23	230mm / 9"
TKZ-RU4092-25	250mm / 10"



TKZ-RU4036-12

チップ付アドソン
ピンセット
Adson 120mm 4 3/4"

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-RU2540



TKZ-RU2540
マイクロサージャリー用
剪刀 鈍反 120mm **終**

TKZ-RU3100



TKZ-RU3100
神経鉤 先鈍 165mm

TKZ-RU3110



TKZ-RU3110
神経鉤 先鋭 165mm

TKZ-RU3320




TKZ-RU3320
カストロビエホ
鉤 130mm **終**

TKZ-RU3330



TKZ-RU3330
ウェッセル鉤
130mm **終**

TKZ-RU3350



TKZ-RU3350
開眼鉤
大 幅42mm **終**

TKZ-RU3400



TKZ-RU3400
グレイフェ刀
135mm **終**

TKZ-RU4082-17



TKZ-RU4082-17
チップ付クッシング
ピンセット
Cushing 175mm 7"

TKZ-RU4100



TKZ-RU4100
マイクロピンセット
有鉤尖直150mm **終**

TKZ-RU4120



TKZ-RU4120
マイクロピンセット
無鉤尖直150mm **終**

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-RU4130



TKZ-RU4130
マイクロピンセット
無鉤尖反 150mm

TKZ-RU4142



TKZ-RU4142
マイクロピンセット
無鉤 95mm
尖 先曲上向 **終**

TKZ-RU4144



TKZ-RU4144
マイクロピンセット
120mm **終**

TKZ-RU4160



TKZ-RU4160
マイクロピンセット
尖直 95mm **終**

TKZ-RU4180




TKZ-RU4180
マイクロピンセット
反 80mm **終**

TKZ-RU4190



TKZ-RU4190
眼科用ピンセット
85mm **終**


TKZ-RU6083-14/1



チップ付カストロビエホ持針器
Castroviejo 145mm/ 5³/₄"

製品番号	種別
TKZ-RU6082-14/1	直型
TKZ-RU6082-14/2	直型 溝無し
TKZ-RU6083-14/1	曲型
TKZ-RU6083-14/2	曲型 溝無し


TKZ-RU6085-13



TKZ-RU6085-13
チップ付バラッケ
持針器 反型
Barraquer 130mm/ 5"

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-RU6090-21



チップ付ヤコブソン持針器
Jacobsen

製品番号	種別
TKZ-RU6090-18	180mm / 7" 直型
TKZ-RU6090-21	210mm / 8 1/4" 直型
TKZ-RU6091-18	180mm / 7" 曲型
TKZ-RU6091-21	210mm / 8 1/4" 曲型



TKZ-RU6100



TKZ-RU6100
マイクロサージャリー用
持針器 直 150mm

TKZ-RU6110



TKZ-RU6110
マイクロサージャリー用
持針器 反 150mm

TKZ-RU6500



TKZ-RU6500
眼科用アリス
有鉤鉗子
強弯 110mm 終

TKZ-X015



マイクロ持針器 D/D付 150mm
製品番号 種別
TKZ-X015 直 ラチェット付
TKZ-X019 曲 ラチェット付

TKZ-X016



マイクロリング鉗子 D/D 付
全長 150mm φ1.1mm
製品番号 種別
TKZ-X016 直
TKZ-X020 曲


TKZ-X041 TKZ-X042



マイクロ剪刀 160mm
製品番号 種別
TKZ-X041 直
TKZ-X042 曲

※受は受注生産品です。※終は在庫が無くなり次第販売を終了致します。

TKZ-F1750



TKZ-F1750

クラウゼ硬脳膜剪刀 160mm



TKZ-F3510

T式ケリソン骨パンチ（直角下向）

製品番号	先端刃		長さ
	厚み	幅	
TKZ-F3510-1	1.8mm	3mm	160mm
TKZ-F3510-2	2.2mm	4mm	160mm
TKZ-F3510-3	2.2mm	5mm	160mm
TKZ-F3510-4	1.8mm	3mm	180mm
TKZ-F3510-5	2.2mm	4mm	180mm
TKZ-F3510-6	2.2mm	5mm	180mm

TKZ-F3500 T式ケリソン骨パンチ（直角上向）


製品番号	先端刃		長さ
	厚み	幅	
TKZ-F3500-1	1.8mm	2mm	160mm
TKZ-F3500-2	1.8mm	3mm	160mm
TKZ-F3500-3	2.2mm	4mm	160mm
TKZ-F3500-4	2.2mm	5mm	160mm
TKZ-F3500-5	1.8mm	3mm	180mm
TKZ-F3500-6	2.2mm	4mm	180mm
TKZ-F3500-7	2.2mm	5mm	180mm
TKZ-F3500-8	1.8mm	3mm	200mm
TKZ-F3500-9	2.2mm	4mm	200mm
TKZ-F3500-10	2.2mm	5mm	200mm



TKZ-F3520

T式ケリソン骨パンチ（斜型35°上向）

製品番号	先端刃		長さ
	厚み	幅	
TKZ-F3520-1	2.5mm	2mm	160mm
TKZ-F3520-2	2.5mm	3mm	160mm
TKZ-F3520-3	3.0mm	4mm	160mm
TKZ-F3520-4	3.0mm	5mm	160mm
TKZ-F3520-5	2.5mm	3mm	180mm
TKZ-F3520-6	3.0mm	4mm	180mm
TKZ-F3520-7	3.0mm	5mm	180mm



TKZ-F3530

T式クロワードケリソン骨パンチ

（斜型40°上向）

製品番号	先端刃幅	長さ
TKZ-F3530-1	3.5mm	180mm
TKZ-F3530-2	5.0mm	180mm

※**受**は受注生産品です。※**終**は在庫が無くなり次第販売を終了致します。