


TKZ-TH09221

トンネラー TH (MS-9)



TKZ-TH10221

トンネラー TH (M) 構成品



トンネラー TH シリーズ各寸法

※別寸承ります。

製品番号	製品名	全長	アウターシース					ビュレットチップ		旧製品 該当品番
			湾曲	外径	内径	長さ	付属数	先端角度	付属数	
TKZ-TH10100	トンネラーTH(S)	225mm	300R	φ10mm	φ9.0mm	100mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-1
TKZ-TH78220	トンネラーTH(MS)	338mm	300R	φ7mm	φ6.4mm	215mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-2
				φ8mm	φ7.4mm	220mm	1本	33° 45°	各1個	
TKZ-TH07220	トンネラーTH(MS-7)	338mm	300R	φ7mm	φ6.4mm	220mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-3
TKZ-TH08220	トンネラーTH(MS-8)	338mm	300R	φ8mm	φ7.4mm	220mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-4
TKZ-TH09221	トンネラーTH(MS-9)	335mm	300R	φ9mm	φ8.0mm	221mm	1本	33° 45°	各1個	-
TKZ-TH10221	トンネラーTH(M)	335mm	300R	φ10mm	φ9.0mm	221mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-5
TKZ-TH10140	トンネラーTH(NL)	180mm	75R	φ10mm	φ9.0mm	横径 140mm	1本	33° 45°	各1個	F2430-6
TKZ-TH101440	トンネラーTH(LS)	525mm	1100R	インナーロッド直付用⇒				33°	各1個	F2430-7
				φ10mm	φ9.0mm	395mm	1本	33°		
TKZ-TH101250	トンネラーTH(LM)	625mm	1100R	φ10mm	φ9.0mm	495mm	1本	33°	各1個	-
				φ12mm	φ11.0mm	500mm	1本	33°		
TKZ-TH101463	トンネラーTH(L)	755mm	1100R	φ10mm	φ9.0mm	625mm	1本	33°	各1個	F2430-8
				φ14mm	φ13.0mm	630mm	1本	33°		

製造販売業者：高砂医科工業株式会社

製造販売届番号：13B1X00245200004

お問い合わせは
本郷営業所まで
20201210

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8
TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361
http://www.takasagoika.co.jp
E-mail:hongo@takasagoika.co.jp