


Takasago®

TKZ-F2610 鍋谷式 角度付アンビル把持鉗子

食道切除後(上縦隔)や胃全摘(上腹部)など
狭い術野で食道内へアンビルヘッドを
「ボタンを掛ける」ように入れ易い。

さらに、アンビルヘッド挿入後に
巾着縫合や補強の糸も結び易い。



TKZ-F2610

鍋谷式角度付アンビル把持鉗子

全長220mm 把持可能径6.1mm-7.0mm

製造販売業者: 高砂医科工業株式会社

製造販売届番号: 13B1X00245070024

お問い合わせは
本郷営業所まで

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8
TEL03-3815-0156 FAX03-3815-5361
<http://www.takasagoika.co.jp>
E-mail: hongo@takasagoika.co.jp

20181011