

膵頭十二指腸切除後の膵管空腸粘膜吻合を容易かつ
確実に行うために開発した手術器械です。

膵管径に合わせて大小2タイプ

細い膵管を円形に拡張。



TKZ-SM001

膵管ホルダー 大

PANCREATIC DUCT HOLDER L




シャフト部は状況に応じて
曲げて使用できます。

TKZ-SM002

膵管ホルダー 小

PANCREATIC DUCT HOLDER S

半円柱型のハンドルで先端の開放
側の向きを手元で確認できます。



使用イメージ

各寸法	全長 (L1)	先端幅 (L2)	先端長さ (L3)	先端径 (L4)
SM-001	150mm	6mm	12mm	約 1mm
SM-002	150mm	4mm	8mm	約 0.8mm