

Takasago®

# バスキュラーアクセス 腹膜透析カテーテル留置 鋼製小物カタログ



高砂医科工業株式会社

<http://www.takasagoika.co.jp>

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-8



TEL 03-3815-0156 FAX 03-3815-5361

E-mail: [hongo@takasagoika.co.jp](mailto:hongo@takasagoika.co.jp)



# 血管内膜剥離子


開窓して内膜に固着した白色血栓を搔爬  
内腔を搔爬して内膜や白色血栓、石灰化血栓を摘除



製造販売届番号：13B1X00245230001



# ドベーカー クロスアクション ブルドック








# スプリングトラクター パラレル

小切開での術野確保に




## X017 パラレル 32

| 品番       | 品名                 |
|----------|--------------------|
| TKZ-X017 | スプリングトラクター パラレル 32 |

鉤が並行のときに開き幅が32mm、  
44mm程度まで術野の確保が可能


創に合わせて選べる3タイプ



## X018 パラレル 25.5

| 品番       | 品名                   |
|----------|----------------------|
| TKZ-X018 | スプリングトラクター パラレル 25.5 |


鉤が並行のときに開き幅が25.5mm、  
37.5mm程度まで術野の確保が可能



## X013 パラレル 38

| 品番       | 品名                 |
|----------|--------------------|
| TKZ-X013 | スプリングトラクター パラレル 38 |

鉤が並行のときに開き幅が38mm、  
50mm程度まで術野の確保が可能



向かい合わせて2個使用

## スプリングトラクター各寸法

|       | TKZ-X013 | TKZ-X017 | TKZ-X018 |
|-------|----------|----------|----------|
| 全長 A  | 59       | 46       | 38       |
| 爪幅 B  | 2        | 2        | 2        |
| 鉤幅 C  | 13       | 11       | 9        |
| 鉤深さ D | 11       | 9        | 7        |
| ハンドル  | あり       | なし       | なし       |

単位mm




# スーパーファイン血管鉗子



スーパーファイン血管鉗子

| 品番       | 品名                        |
|----------|---------------------------|
| TKZ-X011 | スーパーファイン血管鉗子<br>全長 135 mm |



ファイン血管鉗子


| 品番       | 品名                    |
|----------|-----------------------|
| TKZ-X014 | ファイン血管鉗子<br>全長 135 mm |

繊細な手術・処置に適した鉗子です。

一般的なモスキート鉗子よりも少し大きなサイズ(135 mm)で、かつ中弯として操作性を良くしました。手技の種類、術者の好みにより鋭利な先端とした「スーパーファイン」と通常先端の「ファイン」の2種類を用意しました。



# クーリー血管遮断鉗子



クーリー血管遮断鉗子

| 品番         | 品名               |
|------------|------------------|
| TKZ-X012-L | クーリー<br>血管遮断鉗子 大 |



クーリー血管遮断鉗子

| 品番         | 品名               |
|------------|------------------|
| TKZ-X012-S | クーリー<br>血管遮断鉗子 小 |


血管の微小範囲での血行遮断を目的とした鉗子です。

血管へのダメージを最小とするため接合面をクーリーとしています。シャント作製時などブルドック鉗子などを必要とせず血管の把持固定に有効です。



スーパー・モスキート

テクノクランプ



一般的なモスキート鉗子よりも細身かつ強弯で、愛護的血管操作が可能です。

| スーパー・モスキート |                         |
|------------|-------------------------|
| 品番         | 品名                      |
| TKZ-X001   | スーパー・モスキート<br>全長 125 mm |




動脈中枢用・動脈末梢用・静脈用と、ばね圧を3段階に設定しています。小さな創でのAVF作製に合った小さなブルドッククランプです。

| テクノクランプ                    |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 品番                         | 品名              |
| TKZ-X002-H                 | テクノクランプH(動脈中枢用) |
| TKZ-X002-M                 | テクノクランプM(動脈末梢用) |
| TKZ-X002-L                 | テクノクランプL(静脈用)   |
| 全長：27.5 mm 把持部：11 mm / 弱弯型 |                 |

シャドーリトラクタ

シャドーリトラクタ D/D 付

| 品番          | 品名                  |
|-------------|---------------------|
| TKZ-X003    | シャドーリトラクタ           |
| TKZ-X003-LR | シャドーリトラクタ<br>ロングレール |
| TKZ-X003-MN | シャドーリトラクタ ミニ        |



創面に沿うようにフィットし、術中操作へのストレスを軽減します。  
腋窩や上腕でのバスキュラーアクセス作製時に適した開創器です。

| シャドーリトラクタ各寸法 |      |         |         |
|--------------|------|---------|---------|
|              | X003 | X003-LR | X003-MN |
| レール長 A       | 75   | 95      | 71      |
| レール幅 B       | 8    | 8       | 6       |
| アーム長 C       | 78   | 78      | 61      |
| 鉤 幅 D        | 18   | 18      | 13      |
| 鉤 深 さ E      | 16   | 16      | 13      |

単位mm

# Takasago® 【バスキュラーアクセス鋼製小物】



## ウェルドン血管クランプ

| 品番           | 品名                                      |
|--------------|-----------------------------------------|
| TKZ-RU1278-1 | ウェルドンマイクロ血管クランプ<br>直 幅 0.5 mm 全長 35 mm  |
| TKZ-RU1278-2 | ウェルドンマイクロ血管クランプ<br>弱弯 幅 0.5 mm 全長 30 mm |



## ヤコブソン血管クランプ

| 品番            | 品名                                 |
|---------------|------------------------------------|
| TKZ-RU1278-7  | ヤコブソン血管クランプ<br>直 幅 1.2 mm 全長 48 mm |
| TKZ-RU1278-8  | ヤコブソン血管クランプ<br>反 幅 1.2 mm 全長 45 mm |
| TKZ-RU1278-9  | ヤコブソン血管クランプ<br>直 幅 1.0 mm 全長 42 mm |
| TKZ-RU1278-10 | ヤコブソン血管クランプ<br>反 幅 1.0 mm 全長 40 mm |



## ブルドック鉗子

| 品番           | 品名                  |
|--------------|---------------------|
| TKZ-E959-1-1 | ブルドック鉗子 大直 全長 70 mm |
| TKZ-E959-1-2 | ブルドック鉗子 大反 全長 70 mm |
| TKZ-E959-2-1 | ブルドック鉗子 小直 全長 50 mm |
| TKZ-E959-2-2 | ブルドック鉗子 小反 全長 50 mm |



## BOX モスキート止血鉗子 無鉤

| 品番         | 品名                     |
|------------|------------------------|
| TKZ-E952-1 | BOX モスキート止血鉗子 125mm 直型 |
| TKZ-E952-2 | BOX モスキート止血鉗子 125mm 反型 |
| TKZ-E952-3 | BOX モスキート止血鉗子 160mm 直型 |
| TKZ-E952-4 | BOX モスキート止血鉗子 160mm 反型 |



## 小児用 BOX モスキート止血鉗子 180 mm

| 品番         | 品名                   |
|------------|----------------------|
| TKZ-TC1420 | 小児用 BOX モスキート止血鉗子 弱弯 |
| TKZ-TC1421 | 小児用 BOX モスキート止血鉗子 中弯 |
| TKZ-TC1422 | 小児用 BOX モスキート止血鉗子 強弯 |



## BOX コッヘル止血鉗子 145 mm

| 品番         | 品名                |
|------------|-------------------|
| TKZ-E938-2 | BOX コッヘル止血鉗子 有鉤直型 |
| TKZ-E940-2 | BOX コッヘル止血鉗子 有鉤反型 |
| TKZ-E944-2 | BOX コッヘル止血鉗子 無鉤直型 |
| TKZ-E946-2 | BOX コッヘル止血鉗子 無鉤反型 |



# 【バスキュラーアクセス鋼製小物】 Takasago®



## 細型ピンセット

| 品番          | 品名                     |
|-------------|------------------------|
| TKZ-H2997-1 | 眼科ピンセット 無鉤 全長 110 mm   |
| TKZ-H2997-2 | 眼科ピンセット 有鉤 全長 110 mm   |
| TKZ-F1182-1 | 高砂先細ピンセット 無鉤 全長 130 mm |
| TKZ-F1182-2 | 高砂先細ピンセット 有鉤 全長 130 mm |



## T式先曲ピンセット

| 品番        | 品名                  |
|-----------|---------------------|
| TKZ-F2201 | T式先曲ピンセット 全長 110 mm |



## アドソンピンセット 125 mm

| 品番          | 品名           |
|-------------|--------------|
| TKZ-F2196-1 | アドソンピンセット 無鉤 |
| TKZ-F2196-2 | アドソンピンセット 有鉤 |



## ジェラルド型ピンセット 無鉤

| 品番          | 品名                       |
|-------------|--------------------------|
| TKZ-F1797-1 | ジェラルド型ピンセット 直型 全長 175 mm |
| TKZ-F1797-2 | ジェラルド型ピンセット 反型 全長 170 mm |



## ドベーカー血管ピンセット 150 mm

| 品番          | 品名                      |
|-------------|-------------------------|
| TKZ-8300-15 | ドベーカー血管ピンセット 先端幅 1.5 mm |



## マイクロリング鑷子 D/D 付

| 品番       | 品名                                      |
|----------|-----------------------------------------|
| TKZ-X016 | マイクロリング鑷子 D/D 付 直<br>全長 150 mm φ 1.1 mm |
| TKZ-X020 | マイクロリング鑷子 D/D 付 曲<br>全長 150 mm φ 1.1 mm |

# Takasago® 【バスキュラーアクセス鋼製小物】



## 外科手術用剪刀 ネジ止 145 mm

| 品番          | 品名            |
|-------------|---------------|
| TKZ-F1173-1 | 外科手術用剪刀 直型 両鈍 |
| TKZ-F1173-2 | 外科手術用剪刀 反型 両鈍 |



## メッツェンバウム剪刀 120 mm

| 品番          | 品名            |
|-------------|---------------|
| TKZ-F2186-1 | メッツェンバウム剪刀 直型 |
| TKZ-F2187-1 | メッツェンバウム剪刀 反型 |



## 眼科手術用剪刀

| 品番        | 品名                   |
|-----------|----------------------|
| TKZ-H2960 | 眼科手術用剪刀 直型 全長 115 mm |
| TKZ-H2961 | 眼科手術用剪刀 反型 全長 115 mm |



## アイリス剪刀

| 品番        | 品名                  |
|-----------|---------------------|
| TKZ-H2962 | アイリス剪刀 直型 全長 110 mm |
| TKZ-H2963 | アイリス剪刀 反型 全長 110 mm |



## マイクロ剪刀 160 mm

| 品番       | 品名                  |
|----------|---------------------|
| TKZ-X041 | マイクロ剪刀 直型 全長 160 mm |
| TKZ-X042 | マイクロ剪刀 反型 全長 160 mm |



## ホルクマン両頭鋭匙 160 mm

| 品番              | 品名                    |
|-----------------|-----------------------|
| TKZ-F1220-05-06 | ホルクマン両頭鋭匙 2.5mm/2mm   |
| TKZ-F1220-03-04 | ホルクマン両頭鋭匙 3.5mm/3mm   |
| TKZ-F1220-0-00  | ホルクマン両頭鋭匙 5mm/4.5mm   |
| TKZ-F1220-1-2   | ホルクマン両頭鋭匙 6.5mm/5.5mm |
| TKZ-F1220-3-4   | ホルクマン両頭鋭匙 7.5mm/7mm   |



# 【バスキュラーアクセス鋼製小物】 Takasago®



## チップ付ハルセー持針器

| 品番         | 品名                    |
|------------|-----------------------|
| TKZ-HB2213 | チップ付ハルセー持針器 全長 125 mm |




## チップ付クライルウッド持針器

| 品番         | 品名                       |
|------------|--------------------------|
| TKZ-HB2215 | チップ付クライルウッド持針器 全長 150 mm |




## チップ付ライダー持針器

| 品番           | 品名                    |
|--------------|-----------------------|
| TKZ-K1756-13 | チップ付ライダー持針器 全長 130 mm |
| TKZ-K1756-15 | チップ付ライダー持針器 全長 150 mm |



## チップ付カストロビエホ持針器 145 mm

| 品番              | 品名               |
|-----------------|------------------|
| TKZ-RU6082-14/1 | チップ付カストロビエホ持針器 直 |
| TKZ-RU6083-14/1 | チップ付カストロビエホ持針器 曲 |



## マイクロサージャリー持針器 150 mm

| 品番         | 品名               |
|------------|------------------|
| TKZ-RU6100 | マイクロサージャリー用持針器 直 |
| TKZ-RU6110 | マイクロサージャリー用持針器 反 |



## マイクロ持針器 D/D 付 150 mm

| 品番       | 品名                     |
|----------|------------------------|
| TKZ-X015 | マイクロ持針器 D/D 付 直 ラチェット付 |
| TKZ-X019 | マイクロ持針器 D/D 付 曲 ラチェット付 |

# Takasago® 【バスキュラーアクセス鋼製小物】



クーリー新生児用血管鉗子 120 mm

| 品番          | 品名              |
|-------------|-----------------|
| TKZ-6300-12 | クーリー新生児用血管鉗子 #1 |




クーリー新生児用血管鉗子 120 mm

| 品番          | 品名              |
|-------------|-----------------|
| TKZ-6302-12 | クーリー新生児用血管鉗子 #2 |



クーリー新生児用血管鉗子 120 mm

| 品番          | 品名              |
|-------------|-----------------|
| TKZ-6304-12 | クーリー新生児用血管鉗子 #3 |



クーリー新生児用血管鉗子 120 mm

| 品番          | 品名              |
|-------------|-----------------|
| TKZ-6306-12 | クーリー新生児用血管鉗子 #4 |



クーリー新生児用血管鉗子 120 mm

| 品番          | 品名              |
|-------------|-----------------|
| TKZ-6308-12 | クーリー新生児用血管鉗子 #5 |



クーリー新生児用血管鉗子 120 mm

| 品番          | 品名              |
|-------------|-----------------|
| TKZ-6310-12 | クーリー新生児用血管鉗子 #6 |

# 【バスキュラーアクセス鋼製小物】 Takasago®



## ウェイトラナー型開創器

| 品番           | 品名                   |
|--------------|----------------------|
| TKZ-F10081-1 | ウェイトラナー開創器 全長 130 mm |



## ホーン型開創器

| 品番          | 品名                |
|-------------|-------------------|
| TKZ-F1767-2 | ホーン型開創器 全長 130 mm |



## T式アドソン自在開創器

| 品番          | 品名                    |
|-------------|-----------------------|
| TKZ-F1768-5 | T式アドソン自在開創器 全長 140 mm |



## 気管用扁平鉤 170 mm

| 品番           | 品名                      |
|--------------|-------------------------|
| TKZ-I-4435-1 | 気管用扁平鉤 大幅 5 mm 深さ 15 mm |
| TKZ-I-4435-2 | 気管用扁平鉤 中幅 4 mm 深さ 13 mm |
| TKZ-I-4435-3 | 気管用扁平鉤 小幅 3 mm 深さ 10 mm |



## 単鉤・双鉤

| 品番           | 品名               |
|--------------|------------------|
| TKZ-I-4429-1 | 気管用単鋭鉤 全長 170 mm |
| TKZ-TC1901   | 小児用単鈍鉤 全長 170 mm |
| TKZ-I-4430-1 | 気管用双鋭鉤 全長 170 mm |
| TKZ-TC1902   | 小児用双鈍鉤 全長 170 mm |



## 小児用両頭鉤

| 品番         | 品名                      |
|------------|-------------------------|
| TKZ-TC1907 | 小児用筋鉤 扁平×双鈍鉤 全長 170 mm  |
| TKZ-TC1908 | 小児用筋鉤 扁平×三爪鈍鉤 全長 170 mm |



# Takasago®【腹膜透析カテーテル留置 鋼製小物】



## ドベーカー血管ピンセット

| 品番          | 品名                                   |
|-------------|--------------------------------------|
| TKZ-8302-19 | ドベーカー血管ピンセット<br>先端幅 1.5 mm 全長 195 mm |
| TKZ-8304-24 | ドベーカー血管ピンセット<br>先端幅 1.5 mm 全長 240 mm |



## メッツェンバウム剪刀

| 品番          | 品名                      |
|-------------|-------------------------|
| TKZ-F2186-4 | メッツェンバウム剪刀 直型 全長 180 mm |
| TKZ-F2186-5 | メッツェンバウム剪刀 直型 全長 200 mm |
| TKZ-F2187-4 | メッツェンバウム剪刀 反型 全長 180 mm |
| TKZ-F2187-5 | メッツェンバウム剪刀 反型 全長 200 mm |



## チップ付クライルウッド持針器

| 品番         | 品名                          |
|------------|-----------------------------|
| TKZ-HB2216 | チップ付クライルウッド持針器<br>全長 180 mm |
| TKZ-HB2217 | チップ付クライルウッド持針器<br>全長 200 mm |




## BOX コッヘル止血鉗子 全長 185 mm

| 品番         | 品名                |
|------------|-------------------|
| TKZ-E938-3 | BOX コッヘル止血鉗子 有鉤直型 |
| TKZ-E940-3 | BOX コッヘル止血鉗子 有鉤反型 |
| TKZ-E944-3 | BOX コッヘル止血鉗子 無鉤直型 |
| TKZ-E946-3 | BOX コッヘル止血鉗子 無鉤反型 |



## T 式ケリー鉗子 全長 220 mm

| 品番        | 品名                      |
|-----------|-------------------------|
| TKZ-F2621 | T 式ケリー剥離鉗子 弱弯 全長 220 mm |
| TKZ-F2622 | T 式ケリー剥離鉗子 強弯 全長 220 mm |



## T 式ケリーライトアングル鉗子 横溝


| 品番          | 品名                        |
|-------------|---------------------------|
| TKZ-F2625-1 | T 式ケリーライトアングル鉗子 全長 240 mm |
| TKZ-F2625-2 | T 式ケリーライトアングル鉗子 全長 200 mm |
| TKZ-F2625-3 | T 式ケリーライトアングル鉗子 全長 180 mm |

# 【腹膜透析カテーテル留置 鋼製小物】Takasago®



## BOXタオル鉗子 T式

| 品番       | 品名                    |
|----------|-----------------------|
| TKZ-E303 | BOXタオル鉗子 T式 全長 110 mm |
| TKZ-E304 | BOXタオル鉗子 T式 全長 135 mm |



## 小児用 柔軟性筥 厚さ 1 mm 全長 200 mm

| 品番           | 品名                 |
|--------------|--------------------|
| TKZ-TC1921-L | 小児用 柔軟性筥 大 幅 18 mm |
| TKZ-TC1921-M | 小児用 柔軟性筥 中 幅 14 mm |
| TKZ-TC1921-S | 小児用 柔軟性筥 小 幅 10 mm |




## ランゲンベック扁平鉤 全長 210 mm

| 品番          | 品名                   |
|-------------|----------------------|
| TKZ-F1238-1 | 0号 幅 8 mm 深さ 20 mm   |
| TKZ-F1238-2 | 1 A 幅 10 mm 深さ 25 mm |
| TKZ-F1238-3 | 2 A 幅 13 mm 深さ 40 mm |
| TKZ-F1238-4 | 2 B 幅 13 mm 深さ 60 mm |
| TKZ-F1238-5 | 3 A 幅 18 mm 深さ 40 mm |
| TKZ-F1238-6 | 3 B 幅 18 mm 深さ 60 mm |
| TKZ-F1238-7 | 3 C 幅 18 mm 深さ 85 mm |
| TKZ-F1238-8 | 4 A 幅 25 mm 深さ 60 mm |
| TKZ-F1238-9 | 4 B 幅 25 mm 深さ 85 mm |



## リンパ鉤 直角 全長 210 mm

| 品番          | 品名                      |
|-------------|-------------------------|
| TKZ-F2661-1 | リンパ鉤 大 幅 20 mm 深 180 mm |
| TKZ-F2661-2 | リンパ鉤 中 幅 20 mm 深 150 mm |
| TKZ-F2661-3 | リンパ鉤 小 幅 20 mm 深 120 mm |



## 小児用 レーバイン型開創器

| 品番         | 品名                                           |
|------------|----------------------------------------------|
| TKZ-TC2003 | 小児用 レーバイン型開創器 大<br>鉤幅 37mm 鉤深さ 30mm 全長 105mm |
| TKZ-TC2004 | 小児用 レーバイン型開創器 小<br>鉤幅 30mm 鉤深さ 25mm 全長 85mm  |



**ドレーン鉗子**

| 品番            | 品名            |
|---------------|---------------|
| TKZ-F2423-D-1 | ドレーン鉗子 200 mm |
| TKZ-F2423-D-2 | ドレーン鉗子 180 mm |
| TKZ-F2423-D-4 | ドレーン鉗子 145 mm |



**ローラー鉗子**

| 品番        | 品名               |
|-----------|------------------|
| TKZ-F2424 | ローラー鉗子 全長 180 mm |



**爪切剪刀 110 mm**

| 品番            | 品名             |
|---------------|----------------|
| TKZ-AI-1005-1 | 爪切剪刀 直型 110 mm |
| TKZ-AI-1005-2 | 爪切剪刀 反型 110 mm |



**爪切鉗子**

| 品番          | 品名                      |
|-------------|-------------------------|
| TKZ-AI-1401 | リストン型爪切鉗子 ステンレス製 120 mm |
| TKZ-AI-1404 | 爪切鉗子 直型 ステンレス製 130 mm   |

「錆びないクリップを作って!」との現場のご要望にお応えしました。  
本体からスプリングまでオールステンレス製です。



**マルチクリップ ST**

| 品番        | 品名           | 有効長  | 入数        |
|-----------|--------------|------|-----------|
| TKZ-MC001 | マルチクリップ ST L | 80mm | 10 個入 / 袋 |
| TKZ-MC002 | マルチクリップ ST M | 70mm | 10 個入 / 袋 |
| TKZ-MC003 | マルチクリップ ST S | 50mm | 10 個入 / 袋 |

「マルチクリップ ST についてのお問い合わせは・・・」



株式会社グリーンスター  
**Green Star Inc.**

<http://www.green-star.co.jp>


お問い合わせ先  
〒154-0014 東京都世田谷区新町1-23-11 グランメール桜新町301  
TEL 03-5450-8899 FAX 03-5450-8801  
E-mail gs1@green-star.co.jp



# トンネラー TH TunnellerTH

TKZ-TH09221

トンネラー TH (MS-9)






## トンネラー TH シリーズ各寸法 ※別寸承ります。

| 製品番号         | 製品名           | 全長    | アウターシース |             |         |             |     | ビュレットチップ          |     | 旧製品<br>該当品番 |
|--------------|---------------|-------|---------|-------------|---------|-------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|              |               |       | 湾曲      | 外径          | 内径      | 長さ          | 付属数 | 先端角度              | 付属数 |             |
| TKZ-TH10100  | トンネラーTH(S)    | 225mm | 300R    | φ10mm       | φ9.0mm  | 100mm       | 1本  | 33°<br>45°        | 各1個 | F2430-1     |
| TKZ-TH78220  | トンネラーTH(MS)   | 338mm | 300R    | φ7mm        | φ6.4mm  | 215mm       | 1本  | 33°               | 各1個 | F2430-2     |
|              |               |       |         | φ8mm        | φ7.4mm  | 220mm       | 1本  | 45°<br>33°<br>45° | 各1個 |             |
| TKZ-TH07220  | トンネラーTH(MS-7) | 338mm | 300R    | φ7mm        | φ6.4mm  | 220mm       | 1本  | 33°<br>45°        | 各1個 | F2430-3     |
| TKZ-TH08220  | トンネラーTH(MS-8) | 338mm | 300R    | φ8mm        | φ7.4mm  | 220mm       | 1本  | 33°<br>45°        | 各1個 | F2430-4     |
| TKZ-TH09221  | トンネラーTH(MS-9) | 335mm | 300R    | φ9mm        | φ8.0mm  | 221mm       | 1本  | 33°<br>45°        | 各1個 | -           |
| TKZ-TH10221  | トンネラーTH(M)    | 335mm | 300R    | φ10mm       | φ9.0mm  | 221mm       | 1本  | 33°<br>45°        | 各1個 | F2430-5     |
| TKZ-TH10140  | トンネラーTH(NL)   | 180mm | 75R     | φ10mm       | φ9.0mm  | 横径<br>140mm | 1本  | 33°<br>45°        | 各1個 | F2430-6     |
| TKZ-TH101440 | トンネラーTH(LS)   | 525mm | 1100R   | インナーロッド直付用⇒ |         |             |     | 33°               | 各1個 | F2430-7     |
|              |               |       |         | φ10mm       | φ9.0mm  | 395mm       | 1本  | 33°               |     |             |
|              |               |       |         | φ14mm       | φ13.0mm | 400mm       | 1本  | 33°               |     |             |
| TKZ-TH101250 | トンネラーTH(LM)   | 625mm | 1100R   | φ10mm       | φ9.0mm  | 495mm       | 1本  | 33°               | 各1個 | -           |
|              |               |       |         | φ12mm       | φ11.0mm | 500mm       | 1本  | 33°               |     |             |
| TKZ-TH101463 | トンネラーTH(L)    | 755mm | 1100R   | φ10mm       | φ9.0mm  | 625mm       | 1本  | 33°               | 各1個 | F2430-8     |
|              |               |       |         | φ14mm       | φ13.0mm | 630mm       | 1本  | 33°               |     |             |

# シリコンマット オートクレーブ滅菌対応


滅菌器で滅菌する際に、ケースと器具、器具同士の接触による破損やキズの発生を防止する為に、トレーやケースに敷いて使用するシリコンマットです。



- ・裏面の凹凸加工で上記の流れを促し、より滅菌効率を高めるデザインとなっております。

- コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。
- 全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。(穴径4mm)
- シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。(ピン長さ14mm)
- オートクレーブ滅菌対応。耐熱温度：瞬間280℃，長時間200℃。

サイズは3種類



シリコンマット シリーズ各寸法

| 製品番号       | 名 称       | サイズ (mm)  | 入数  |
|------------|-----------|-----------|-----|
| TKZ-SM-S-1 | シリコンマット S | 265 × 240 | 1 枚 |
| TKZ-SM-M-1 | シリコンマット M | 265 × 480 | 1 枚 |
| TKZ-SM-L-1 | シリコンマット L | 500 × 500 | 1 枚 |